



## BARDIA AQUAFIL

Helsilikonkateter  
inkl. spruta med sterilt vatten

<b>Material:</b>	Genomskinlig silikon
<b>Användartid:</b>	Upp till 12 veckor
<b>Nelatontipp:</b>	Rund och förstärkt, vilket underlättar insättning och blir mer komfortabel för patienten.
<b>Dräneringshål:</b>	Proportionellt till innerlumen vilket maximerar dränage. Mjuk hålskärning ger mindre risk för irritation av slemhinna och blåsvägg samt en mindre risk att partiklar får fäste.
<b>Innerlumen:</b>	Materialet medger att innerlumen blir något större vid jämförelse med liknande latexkatetrar.
<b>Silikonmaterial:</b>	Vävnadsvänlig, reducerar möjligheten till irritation av slemhinna och förhindrar stenbildning på katetern. Styvare än latex vilket kan vara till fördel vid besvärliga kateteriseringar. Materialet är genomskinligt vilket medför att man kan upptäcka stopp i dräneringskanalen.
<b>Kuffning:</b>	För Bards helsilikonkateter rekommenderas sterilt vatten för kuffning av ballong. Omkuffning/påfyllning rekommenderas ej under inläggningstiden.

BARD Art.nr	Katetertyp	Längd och Ch	Volym/ sterilt vatten
1658+ch+UK	Barn, 2-vägs	30 cm, Ch 8 & 10	5 ml
1658+ch+UK	Manlig, 2-vägs , inkl. spruta med sterilt vatten	40 cm, Ch 12-22	10 ml
1661+ch+UK	Kvinnlig, 2-vägs inkl. spruta med sterilt vatten	26 cm, Ch 12-16	10 ml

Bard Norden AB  
Box 22210  
250 24 Helsingborg

Alla katetrar blir individuellt testade för att garantera funktion och kvalitet.

Tel. 042-38 60 00 Fax 042-38 60 10  
support.nordic@crbard.com

**BARD** | MEDICAL