

# BD™ Uppdragningskanyl



## BD™ Uppdragningskanyl, trubbig:

- Uppdragningskanyl med trubbig spets minimerar risken för stickskada vid användning.
- Kanylens spets har en 45° vinkel, vilket minskar risken för att gummi-partiklar stansas ut när membran penetreras vid uppdragning.
- Uppdragningskanylen med filter har ett 5µ filter för att minimera risken att dra upp glaspartiklar vid uppdragning från glasampuller. Ett 5µ filter minskar risken för att eventuella glaspartiklar injiceras med upp till 98-99%.<sup>1</sup>



Beskrivning	Storlek ytterdiam x längd G x tum	Storlek ytterdiam x längd mm	Slipvinkel	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
Utan filter	18 x 1 1/2	1,2 x 40	Trubbig	Röd	100/5000	303129
Utan filter	18 x 1	1,2 x 25	Trubbig	Röd	100/1000	305181
Med filter 5µ	18 x 1 1/2	1,2 x 40	Trubbig	Lila	100/1000	305211

### Materialinnehåll

Ansats och kanylskydd:

Polypropylen

Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)

Lim: Epoxy resin

Ytbehandling: Silikonolja

Filter: Polyester

### Förpackningsmaterial

Co-polymer

Papper

Kartong

Wellpapp



Steriliseringmetod

Art.nr. 305181:

Gammastrålning

Art.nr. 303129, 305211:

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex

## BD No Kor™ Admix Uppdragningskanyl:

- Minskar risken för utstansning av gummipartiklar samt för läkemedelsläckage vid uppdragning.
- BD No Kor™ kanylens skalpelliknande spets glider snabbt och enkelt igenom behållarens membran.



Storlek ytterdiam x längd G x tum	Storlek G x tum x längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
18 x 1 1/2	1,25 x 40	Rosa	100/1000	300779
16 x 1	1,60 x 25	Lila	100/1000	300780

### Materialinnehåll

Ansats och kanylskydd: Polypropylen

Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)

Lim: Epoxy resin

Ytbehandling: Silikonolja

### Förpackningsmaterial

Papper

Termoplast

Kartong

Wellpapp



Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex

### Referens:

1. Sabon R.L., et al. Anesthesiology, 70(1989);p 859-862; 10ml ampoules



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com