

Medela RCS Flergångssystem för uppsamling av vätska

OKOMPLICERAT OCH HÅLLBART



Flergångsbehållare på 1, 2, 3 och 5 liter

Enkelt att använda

- Minskat logistikbehov, snabb och enkel montering med en lockstorlek för alla behållare
- Ansluts till vakuumpkällan inom några sekunder

Praktiskt taget oförstörbara

- Oförstörbara* polysulfon-behållare
- Kan återanvändas över 500 gånger*
- Lämpar sig för alla standardiserade desinfektions- och steriliseringsmetoder

* Registrerad studie

Enkelt och hållbart

Medelas vätskeuppsamlingssystem för flergångsbruk består av autoklaverbara sugbehållare med lock och inbyggt överströmningsskydd. Alla behållare har samma lockstorlek vilket underlättar hanteringen och minskar logistikbehovet.

Systemet är utformat för största möjliga flexibilitet: använd hela systemet, eller endast vissa komponenter med tillhörande tillbehör. Medela hjälper dig att välja rätt produkter.



Direkt överblick över viktiga funktioner



Enkel och snabb användning

- Systemet är klart att använda på några sekunder, tack vare att komponenterna kan anslutas snabbt.
- Locket är konstruerat i ett stycke vilket innebär kortare rengöringstid både före och efter användning.
- Graderade markeringar som är lätta att läsa av ger snabb information om den uppsugna vätskevolymen.



Hållbart

- Högkvalitativa och slitåliga* polysulfonbehållare i flera olika storlekar (1, 2, 3 och 5 liter).
- Behållarna kan återanvändas över 500 gånger.*
- Systemet består av hållbara, högkvalitativa komponenter.



Säker utformning

- Tack vare det inbyggda överströmningsskyddet behöver du inte oroa dig för spill.
- Behållarna lämpar sig för alla standardiserade desinfektions- och steriliseringsmetoder upp till 134 °C.

*Registrerad studie



- (a) (b) Tydligt markerade anslutningar för patient (a) och vakuum (b)
- (c) Mekaniskt överströmningsskydd
- (d) Tydliga volymmärkingar

Medela erbjuder ett komplett sortiment av kompatibla tillbehör såsom vakuumslangar, filter, vävnadsfällor, patientslangar och karusellstativ.



Medicinsk sugteknik för vårdpersonal

Kontakta oss eller din lokala Medela-representant för mer information.



Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Sweden
Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby
Sweden
Phone +46 8 588 03 200
Fax +46 8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se

Lokal kontakt



© Medela AG/101036476/2018-02/A