

## Absorba Lakansskydd Hestia

Lakansskydd med ett vätsketätt spärrskikt i botten och en kärna av högabsorberande material. Lakansskyddet är laminerat vilket gör det mycket starkt, dessutom resulterar det i en slät bäddyta utan risk för inre veck i produkten. Ytskiktet består av mjuk polyester. Lakansskyddet har bäddflikar. Absorbans lakansskydd är flamspridningstestade och klarar alla gränsvärden med god marginal.

**Bruksanvisning:** Tvätta lakansskyddet före användning för att aktivera absorptionsförmågan. Placera lakansskyddet i sängen med den gröna sidan mot madrassen. Bädda fast lakansskyddet ordentligt med bäddflikarna. Dra inte i bäddflikarna när lakansskyddet används som draglakan – ta i stället ett stadigt grepp om den tjocka, laminerade delen.

**Miljö:** Kan kastas i soporna. Den plast som ingår (polyuretan) bildar endast vattenånga vid förbränning.



	Absorba Lakansskydd Hestia
Sanicare art nr	1211
Antal produkter/avd fp, st	3 st
Antal produkter/trsp fp, st	3 st
Absorptionskapacitet, ml/m <sup>2</sup>	Ca 2000
Storlek totalt, cm	140x210
Storlek liggyta, cm	140x110
Material liggyta	80 % bomull, 20 % polyester
Material bäddflikar	60 % polyester, 40 % bomull
Material absorptionsskikt	65 % polyester, 35 % rayon
Tvättråd	90°C (ej blekmedel, sköljmedel eller kemtvätt), torktumlas vid 70°C. Vid avförings- eller blodfläckar bör lakansskyddet snarast sköljas i kallt vatten. Klarar ca 400 tvättar (hushållstvätt – ej industritvätt)



sanicare 