

BD Connecta™ Infusionskran för infusion och invasiv tryckmätning



- BD Connecta™ Infusionskranar är resultatet av en ständig strävan mot förbättringar och förebyggande hantering av potentiella risker inom infusionsbehandling
- BD Connecta™ kranvred gör det enkelt att avgöra om kranen är helt öppen eller stängd
- En viss typ av polykarbonat och en högt utvecklad produktionsteknik bidrar till ett förbättrat motstånd mot sprickor
- BD Connecta™ utan förlängningsslang och utan BD Q-syte™ kan även användas för invasiv tryckmätning
- BD Connecta™ Infusionskran finns också med integrerad BD Q-Syte™ Split septum, desinficerbart membran



| Förlängnings-slang cm | Injektionsport | Kranvred Färg | Fyllnadsvolym ml | Flöde rakt/sidoport ml/min | Avd/Trpt förp | Art. nr. |
|--------------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|----------|
| Nej | Nej | Vit | 0,22 | 490/415 | 100/500 | 394600 |
| Nej | Nej | Vit* | 0,22 | 490/415 | 100/500 | 394601 |
| Nej | Nej | Blå | 0,22 | 490/415 | 100/500 | 394602 |
| Nej | BD Q-Syte™ | Vit | 0,31 | 490/390 | 50/500 | 394501 |
| Nej | Nej | Röd | 0,22 | 490/415 | 100/500 | 394605 |
| 7 | Ja | Vit | 0,80 | 350/305 | 50/250 | 394945 |
| 10 | Nej | Vit | 0,80 | 360/320 | 50/250 | 394995 |
| 15, micro | Nej | Vit | 0,30 | 86/71 | 50/250 | 394982 |
| 30, micro | Nej | Vit | 0,45 | 42/43 | 50/250 | 394983 |
| 25 | Nej | Vit | 1,50 | 305/290 | 20/100 | 394926 |
| 25 | Ja | Vit | 1,50 | 305/290 | 20/100 | 394936 |
| 50 | Nej | Vit | 2,80 | 260/245 | 20/100 | 394951 |
| 100 | Nej | Vit | 5,50 | 200/190 | 20/100 | 394961 |
| 100 | Ja | Vit | 5,50 | 200/190 | 20/100 | 394971 |

* med 2 färgkodifieringsproppar (röd och blå)

Materialinnehåll

Kranhus: Polykarbonat
Kranvred: Polyetylen
Övriga delar: Polypropylen, Polyetylen,
Silikonolja
Silikon (Kranar med injektionsport
samt Kran med BD Q-syte™)
Polyvinylklorid - mjukgörare: DINCH
(kranar med förlängningsslang)

Innehåller ej DEHP, ftalater eller latex

Förpackningsmaterial

Papper
Polyetylen
Polyamid
Kartong
Wellpapp



Steriliseringmetod
Stråleterilisering (Beta)



3 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
(Klass IIa)**



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com