

# Produktfakta TENA Pants Normal, Plus Classic och Extra

## Användningsområde

TENA Pants i Normal, Plus Classic och Extra absorption är ett säkert, bekvämt och diskret byxskydd för medelstora urinläckage och är mycket lämpligt för uppegående vårdtagare. Finns i fyra storlekar: Small, Medium, Large och X-Large. Skyddet tas enkelt av och på som vanliga underkläder, vilket ger användaren större möjlighet att klara sig själv samt ökar känslan av välbefinnande och oberoende.



Sidosömmar som går att riva

Slätare framsida ger en bekväm och mer diskret passform

Fler elastik trådar ger en kroppsnära passform och ökad komfort under användning

Dubbla läckagebarriärer för hög läckagesäkerhet

Spridningsskikt FeelDry™ kapslar snabbt in urin och håller huden torr

Färgad midjeelastik bak visar absorptionsnivå

Mjuka, andningsbara, textilliknande material i hela produkten för god hudhälsa och komfort för användaren

Skålformad kärna för optimal säkerhet under användning

Diskret våtindikator

Odour Neutralizer för neutraliserande effekt på oönskad lukt



Anpassad för användning tillsammans med TENA SmartCare Change Indicator

# Produktfaktablad TENA Pants Normal, Plus Classic och Extra

## Produktegenskaper

TENA Pants Normal, Plus Classic och Extra är ett mycket läckagesäkert skydd. Absorberande kärna med superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry™ gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr vilket främjar en god hudhälsa. Stabil och mjuk benelastik ger en säker och bekväm passform.

TENA Pants Normal, Plus Classic och Extra är ett mycket bekvämt och hudvänligt skydd. Midjeresären (elastiska trådar som även går ner över absorptionskärnan) ger en kroppsnära passform vilket gör produkten mycket bekväm och säker under hela användningstiden. Mjuka, andningsbara material i hela produkten för hög komfort och god hudhälsa.

TENA Pants Normal, Plus Classic och Extra är ett mycket diskret skydd. Den kroppsnära passformen förhindrar att skyddet syns utanpå kläder och det textilliknande materialet gör skyddet prasselfritt. Odour neutralizer neutraliserar effekten av oönskad lukt. Färgad trådelastik i bakre linningen visar absorptionsnivå.



TENA Pants										
Uppsugningsnivå/ storlek	Svanen- märkt	Midja/höft cm	Vikt g	Ben- öppning cm	Antal/påse st	Antal/kart st	Antal.kart pall	ISO 11948-1 Absorptions- kapacitet ml	Praktisk absorption ml	Essity Art.nr
<b>Normal</b>										
Small	✓	65-85	56	40-65	15	60	24	1075	358	79 14 66
Medium	✓	80-110	57	45-70	18	72	24	1102	367	79 15 69
Large	✓	100-135	61	55-80	18	72	18	1173	391	79 16 69
X-Large	✓	120-160	64	65-90	15	90	12	1074	358	79 17 60
<b>Plus Classic</b>										
Small	✓	65-85	64	40-65	14	56	24	1479	493	79 27 02
Medium	✓	80-110	69	45-70	14	112	16	1457	486	78 25 35
Large	✓	100-135	74	55-80	10	80	16	1447	482	78 26 19
X-Large	✓	120-160	76	65-90	12	72	12	1450	483	79 27 03
<b>Extra</b>										
Small	✓	65-85	66	40-65	14	56	24	1550	517	79 25 53
Medium	✓	80-110	72	45-70	14	112	12	1563	521	79 25 50
Large	✓	100-135	77	55-80	10	80	16	1639	546	79 26 26
X-Large	✓	120-160	79	65-90	12	72	12	1527	509	79 27 00

## Användarinstruktion



# Produktfaktablad TENA Pants Normal, Plus Classic och Extra

## Ingående material

### YTSKIKT INSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

### YTSKIKT UTSIDA

Material: Nonwoven

Funktion: Ökad bekvämlighet och diskretion (prasselfri)

### INSLÄPPS- OCH SPRIDNINGSMATERIAL

Material: High loft nonwoven

Funktion: Snabbt insläpp och effektiv spridning av urin, motverkar urin att tränga tillbaka upp till ytan

### ABSORPTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och hålla kvar vätska

### TISSUE MATERIAL

Material: ECF massa

Funktion: Förslutning av absorberande kärna

### SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

### HÖFT- OCH MIDJEELASTIK

Material: Syntestiska polyeter-polyuretantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och kroppsnära passform

### BEN – OCH BARRIÄRELASTIK

Material: Syntestiska polyeter-polyuretantrådar (Spandex)

Funktion: Bekvämlighet och förhindra läckage

### SPÄRRSKIKT

Material: Polyeten andningsbar

Funktion: Förhindra läckage/genomvätning, tillåta fuktig luft att ventileras ut från skyddet och på så sätt bibehålla en god hudmiljö och komfort

För samtliga TENA Pants skydd gäller att följande material /ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym.

Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är klassificerade som medicinteknisk produkt och är CE-märkta.

## Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 [www.tena.nu](http://www.tena.nu)

✉ [tena.nu@essity.com](mailto:tena.nu@essity.com)

📘 [facebook.com/TENASverige](https://facebook.com/TENASverige)



TENA  
an Essity brand