




**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Freka[®] Connect ENFit

Sprutor för enteral administrering av nutrition, vätskor och läkemedel.

Sprutorna är anpassade till ENFit systemet och passar till:

- sondmatningsaggregat med ENFit
- perkutana sonder med ENFit
- transnasala sonder med ENFit
- EasyBag bolusadapter ENFit
- sonder med konfattning med hjälp av Freka stegadapter ENFit

Alla sprutor är utrustade med den enterala kopplingen ENFit enligt den internationella säkerhetsstandarden ISO 80369-3

Förebygger felkopplingar

Tät och tillförlitlig anslutning av ENFit-kopplingen förbättrar patientens säkerhet

Freka® Connect ENFit

SPRUTOR



Freka Connect 1 ml Low Dose Tip ENFit



Freka Connect 2,5 ml Low Dose Tip ENFit



Freka Connect 5 ml Low Dose Tip ENFit



Freka Connect 5 ml ENFit




Freka Connect 10 ml ENFit



Freka Connect 20 ml ENFit



Freka Connect 60 ml ENFit



Freka Connect 100 ml ENFit

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Produkt	Förpackning	Varunr. Tamro/Apotek	Artikelnr. leverantör
Freka Connect 1 ml Low Dose Tip ENFit	1x30 st	827154	9000788LDT
Freka Connect 2,5 ml Low Dose Tip ENFit	1x30 st	827152	9000782LDT
Freka Connect 5 ml Low Dose Tip ENFit	1x30 st	827153	9000783LDT
Freka Connect 5 ml ENFit	1x30 st	825170	9000783
Freka Connect 10 ml ENFit	1x30 st	827155	9000784S
Freka Connect 10 ml ENFit	1x100 st	825171	9000784
Freka Connect 20 ml ENFit	1x30 st	825172	9000785S
Freka Connect 20 ml ENFit	1x100 st	825173	9000785
Freka Connect 60 ml ENFit	1x30 st	825175	9000786S
Freka Connect 60 ml ENFit	1x50 st	825174	9000786
Freka Connect 100 ml ENFit	1x30 st	825176	9000787

Beställs via Tamro, order@tamro.com, tel: 031-767 76 43.