

# Produktfaktablad TENA Discreet trosskydd

## Mini Magic, Ultra Mini, Ultra Mini Plus

### Användningsområde

TENA Discreet Mini Magic, Ultra Mini och Ultra Mini Plus är läckagesäkra, bekväma och diskreta trosskydd för mycket små urinläckage.



Feminint blommönster

Två parallella kärnkanaler för flexibilitet och komfort



microPROTEX™ ger snabbt insläpp och absorption för torrhet som främjar en god hudhälsa



# Produktfaktablad TENA Discreet trosskydd

## Mini Magic, Ultra Mini, Ultra Mini Plus

TENA Discreet								
Uppsugningsnivå/storlek	Längd cm	Bredd cm	Vikt g	Antal/påse st	Antal/kart st	Praktisk absorption	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Discreet Mini Magic	15	6.5	3.3	34	204	19	63	76 10 63
Discreet Ultra Mini	19	7.5	4.8	28	280	32	95	76 11 25
Discreet Ultra Mini Plus	21	8.2	5.7	24	144	34	102	76 18 33



TENA Discreet ger trippelt skydd från läckage, lukt och fukt.



microPROTEX™  
- teknologi som ger snabbt insläpp och en tunn kärna med hög absorption

### Användarinstruktion

Dra bort skyddspappret från baksidan av skyddet. Fäst skyddet i åsittande trosa eller fixeringsbyxa. Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshänvisning.

# Produktfaktablad TENA Discreet trosskydd Mini Magic, Ultra Mini, Ultra Mini Plus

## Ingående material

### YTSKIKT

Material: Non-woven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

### GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Vadd av polypropylen och polyester

Funktion: Släppa igenom urin snabbt så att ytan hålls torr

### ABSORBTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och lagra urin

### SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Magasinera urin, fördröja bakterietillväxten vilket minskar risken för att oönskad lukt uppstår

### SPÄRRSKIKT

Material: Permeabel polyetenfilm

Funktion: Hindra genomvätning

För samtliga TENA Discreet skydd gäller att följande material/ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

## Välkommen att kontakta oss

☎ 020-27 20 20

✉ [tena.nu@essity.com](mailto:tena.nu@essity.com)

📘 [facebook.com/TENASverige](https://facebook.com/TENASverige)

🏠 [www.tena.nu](http://www.tena.nu)



TENA  
an Essity brand

