

AA63++ FOLYSIL[®] TIEMANN
100 % silikon**Tillverkare**

COLOPLAST A/S

Distributör

COLOPLAST A/S

CE-klass

IIb (regel 5)

SteriliseringSteril; engångsbruk
Steriliserad med etylenoxid (EO)**Indikationer**Uretral kateterisering.
FOLYSIL[®] katetrarna av silikon är godkända för kontakt med uretraslemhinnan i upp till 30 dagar.**Kontraindikationer**

Samma som för uretral kateterisering och allmänt kända allergiska reaktioner på grund ut av material eller sterilisering (speciellt etylenoxid och derivater).

*Bruksanvisning SH2115***Förpackning****Bruksenhet** 1 kateter i dubbla påsar**Orderenhet** 5 stycken per kartong
Kartongstorlek: 90x40x550 (mm)**Referenser**

CH/FR	Färgkod	Ballong (ml)	Längd (cm)	Artikelnr
8	Blå	3	28,7	AA6308
10	Lila	3	33,9	AA6310
12	Vit	10	41,5	AA6312
14	Grön	10	41,5	AA6314
16	Orange	15	41,5	AA6316
18	Röd	15	41,5	AA6318
20	Gul	15	41,5	AA6320
22	Lila	15	41,5	AA6322
24	Blå	15	41,5	AA6324

BeskrivningDistal spets: Olivformad coudé-spets
Proximalt :Connector, ring och färgad ventil
Lumen: 2, en för dränage och en för ballongen
Dränageögon : 1 inuti coudé-spetsen
Polyestermmandarin endast för CH/FR 8 och 10**Material:** 100 % silikon**Innehåller latex:** Nej**Hållbarhet**

5 år i obruten förpackning

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energitvinnning.Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin CareColoplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt.
Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov.
Vi kallar detta intim sjukvård.Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2012.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
www.coloplast.se