



PRODUKTBLAD
För sjukvårdspersonal

MIC-Key®

GASTROSTOMIPORT MED LÅG PROFIL

- MIC-Key* gastrostomiport finns i många olika storlekar för individuell passform och bästa komfort för både barn och vuxna.
- MIC-Key* är lätt att sköta och byta i hemmiljö.
- MIC-Key* är greppvänlig, liten och diskret med innersluten distal tip.
- MIC-Key* har inbyggd backventil med enkel låsmekanism.
- MIC-Key* har en tydlig storleksangivelse och röntgentättråd.
- MIC-Key* har konformad avrundad spets för smidig insättning.
- MIC-Key* har märkt ballonginfart, BAL och LOT/Batch nr ingraverat.
- Lämplig och godkänd för "First placement", kan användas som första gastrostomiport under läkningsprocessen.
- MIC-Key* kan bidra till ökad livskvalité.
- MIC-Key* är tillverkad i silikon och levereras i kompletta set eller som singel pack.
- MIC-Key* kopplingsslangar ENFit med säkerhetspärr och klämma som gör det lätt att tillföra näring, passar för anslutning såväl spruta som aggregat.
- MIC-Key* kopplingsslangar är DEHP-fria.



Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. Marknadsförs av Meda AB (A Mylan Company)
* TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.
Meda AB (A Mylan Company), Box 906, 170 09 Solna. Tel.: 08 630 19 00.
E-post: md@mylan.com www.gastrostomi.se

©2020 Meda AB (A Mylan Company)



Mylan

Better Health
for a Better World

MIC-Key* gastrostomiport

	STORLEK I FR (YTTRE DIAMETER)				LÄNGD I CM										
	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	-	-	
12 Fr	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	-	-	
14 Fr	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
16 Fr	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
18 Fr	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
20 Fr	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
24 Fr	-	-	-	1,5	1,7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	

Förpackningsstorlek 1 st.

Art. nr. för set består av 8140 + grovlek + längd. Exempel: 8140-12-0.8. Set innehållande 1 Mic-Key/knapp,


1 kuffspruta 6 ml, 1 ENFit spruta 35ml, 2 kopplingslangar (0141-12, 0143-12) 4 kompresser.

Art.nr. för singelpack (endast knapp) består av 2120 + grovlek + längd. Exempel: 2120-12-0.8.

MIC-Key* kopplingslangar ENFit

BENÄMNING	KOPPLING	LÄNGD I CM	ART. NR.	ANTAL/FRP
Kopplingslang med medicinport	Vinklad 90°	5	0142-02	5
Kopplingslang med medicinport	Vinklad 90°	30	0141-12	5
Kopplingslang med medicinport	Vinklad 90°	60	0141-24	5
Kopplingslang utan medicinport	Rak	30	0143-12	5
Kopplingslang utan medicinport	Rak	60	0143-24	5
Kopplingslang utan medicinport	Vinklad	30	0144-12	5
Kopplingslang utan medicinport	Vinklad	60	0144-24	5

Kopplingslangar med ENFit till Mic-Key*



Rak Bolusslang

0143-12, 30 cm
0143-24, 60 cm



Vinklad kopplingslang med medicinport

0141-12, 30 cm
0141-24, 60 cm



Vinklad kopplingslang med medicinport

0142-02, 5 cm



Vinklad kopplingslang utan medicinport

0144-12, 30 cm
0144-24, 60 cm

MED-2020-0018 APP

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. Marknadsförs av Meda AB (A Mylan Company)

* TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

Meda AB (A Mylan Company), Box 906, 170 09 Solna. Tel.: 08 630 19 00.

E-post: md@mylan.com www.gastrostomi.se

©2020 Meda AB (A Mylan Company)



Mylan

Better Health
for a Better World