

Provox® FreeHands FlexiVoice™

Ger dig frihet att prata utan att behöva använda händerna

Provox FreeHands FlexiVoice ger både möjlighet att tala utan att använda händerna och att tala med manuell ocklusion. För att prata utan att behöva använda händerna kan du välja mellan 3 olika styrkor: lätt, medium och stark. Valet beror på hur mycket luftflöde och lufttryck som behövs vid tal och andning.

En klinisk studie har visat att mer än 90 % av användarna kunde tala utan att behöva använda händerna med Provox FreeHands FlexiVoice. Ungefär hälften av användarna använder den varje dag.*

* Data on file.

- Välj mellan olika styrkor: lätt, medium eller starkt membran
- Bara att klicka fast. Sätt fast talventilen på HME-kassetten med ett enda klick
- En talventil där du inte behöver använda händerna och som även ger lungrehabilitering.
- Välj mellan att tala utan att använda händerna eller med manuell ocklusion



1 punkt
Lätt membran



2 punkter
Medium membran



3 punkter
Starkt membran

Provox FreeHands FlexiVoice	REF	Provox FreeHands FlexiVoice	REF
Provox FreeHands FlexiVoice Set Plus: 1 lätt, 1 medium, 1 starkt, 2 Arch (bågar), 1 Removal Aid (borttagningshjälpmedel), 30 HME-kassetter	7757	Provox FreeHands FlexiVoice Strong (stark): 1 starkt, 1 Arch (båge), 1 Removal Aid (borttagningshjälpmedel)	8163
Provox FreeHands FlexiVoice Set: 1 lätt, 1 medium, 1 starkt, 2 Arch (bågar), 1 Removal Aid (borttagningshjälpmedel)	7760	Provox FreeHands HME Moist: 30 st. HME-kassetter	8220
Provox FreeHands FlexiVoice Light (lätt): 1 lätt, 1 Arch (båge), 1 Removal Aid (borttagningshjälpmedel)	8161	Provox FreeHands HME Flow: 30 st. HME-kassetter	8221
Provox FreeHands FlexiVoice Medium (medium): 1 medium, 1 Arch (båge), 1 Removal Aid (borttagningshjälpmedel)	8162		

