

plum

Plum pH Neutral

Ögonskölj



pH Neutral är en 2 minuters ögonsköljlösning för olyckor med syror och baser. Flaskorna är utrustade med en ergonomisk ögonkopp, som säkerställer att ögonsköljvätskan träffar ögat med en mjuk och jämn stråle. Tryck lätt på flaskan utan att klämma. Plum DUO flaskorna är utrustade med en speciell ögonkopp, som gör att du kan skölja båda ögonen samtidigt. Ögonsköljflaskorna är CE-märkta med hänsyn till gällande regler för medicinsk utrustning.

Användningsområde Vid olycka med syror eller baser gäller det att så snabbt som möjligt neutralisera kemikalien till ett pH-värde omkring 7,4 svarande till ögats normala pH-nivå. Vid användning av vanligt vatten eller 0,9 % natriumklorid uppnår du endast en utspädnings- och sköljeffekt. Efter användning av pH Neutral rekommenderar vi fortsatt sköljning fram till läkarbesök med Plum Ögonskölj 0,9 % natriumklorid. Notering: Sök läkare vid alla ögonskador!

Produktegenskaper

- Hög funktionssäkerhet - flaskorna är framställda enligt EN 15154-4
- Flexibla systemlösningar - små och stora stationer för väggmontering direkt vid arbetsplatsen. Eller mobila lösningar för att ha med sig i varubilen, i verktygs- och första hjälpen väskan eller direkt i bältesväskan
- Brett användningsområde (t ex industri, laboratorier, första hjälpen väskor, mobil användning etc)
- Enkel och snabb användning - kan användas av den olycksdrabbade personen utan assistans
- Lång hållbarhet - oöppnad är den sterila vätskan hållbar i 3 år
- Kräver inget underhåll eller byte av vätska (som vid vanligt vatten)

Bruksanvisning Produkten kan endast användas en gång. Bör inte användas efter utgångsdatum (se etikett). Använd inte produkten om flaskans försegling är bruten. Är förseglingen bruten, finns det risk för infektion vid användning! Förvaras i 5-35 grader.

Tillverkningsland DANMARK

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
10 x 200 ml		4752	5701684475225	
6 x 500 ml		4801	5701684480120	5701684480113



**Ytterligare
information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.