

Accu-Chek® Mobile

Testremsefri blodsockermätning



50 tester på ett band. Det är bara att testa testa



Accu-Chek Mobile blodsockermätare: 6383602057

Accu-Chek Mobile

Testremsefri blodsockermätning

- 50 tester på ett långt band i en kassett
- Ingen kodning
- Ingen hantering av testremсор eller lansetter
- Upplyst display för tydligare avläsning
- Ger tillförlitliga värden utan klinisk relevant interferens med maltos för personer som behandlas med peritonealdialys
- Integrerad och löstagbar blodprovstagare med 6 lansetter i en trumma
- Blodprovstagaren laddar och ulöser lansett med endast ett klick
- Textmeny med 25 språk

Fakta	Accu-Chek Mobile
Blodmängd	0.3 µL
Minne	500
Medelvärde	7, 14 och 30 dagar även för pre- och postprandiella värden
Brett mätområde	0,6 - 33,3 mmol/L
Temperaturområde	+10 till +40 °C
Hematokritområde	25-55 %
Luftfuktighet	15-85 %

Fakta	Accu-Chek Fastclix*
Lansetttyp	6 lansetter i en trumma
Kassering av lansetter	Hushållsavfall



Testa blodsockret med 4 enkla steg



1. Öppna skyddsluckan.



2. Gör ett stick med blodprovstagaren.



3. Tillför blod.



4. Stäng skyddsluckan.

För mer information om Accu-Chek Mobile kontakta din Accu-Chek representant, Accu-Chek Kundsupport på telefon: 020-41 00 42 eller info@accu-chek.se, www.accu-chek.se

DB59



ACCUCHEK, FASTCLIX, TEST & GO TECHNOLOGY AND ACCUCHEK MOBILE are trademarks of Roche. Roche Diagnostics Scandinavia AB, Box 147, SE-161 26 Bromma. www.accu-chek.se

ACCUCHEK®