


# BD Plastipak™ 2, 3, 5, 10 ml, 3-komponent spruta



- Glasklar plast för kontroll av innehåll.
- Graverat skaltryck för exakt och säker dosering.
- Silikonbehandlad för jämn och mjuk gång.
- Ergonomiskt formad kolvstång ger säkert grepp.
- Kolvstopp hindrar att kolvstången dras ut.
- Dubbla kolvringar förhindrar läckage bakåt.
- Latexfri packning eliminerer risken för allergiska reaktioner.



## Sprutor utan kanyl

| Storlek ml | Fattning/Placering  | Gradering ml | Avd/Trpt förp. | Art.nr. |
|------------|---------------------|--------------|----------------|---------|
| 2/2,5      | Luer/Centrerad      | 0,1          | 100/800        | 300185  |
| 5          | Luer/Centrerad      | 0,2          | 100/400        | 302187  |
| 10         | Luer/Excentrisk     | 0,5          | 100/400        | 302188  |
| 3          | Luer-Lok™/Centrerad | 0,1          | 200/800        | 309658  |
| 5          | Luer-Lok™/Centrerad | 0,2          | 125/500        | 309649  |
| 10         | Luer-Lok™/Centrerad | 0,2          | 100/400        | 300912* |
| 10         | Luer-Lok™/Centrerad | 0,2          | 100/400        | 305959  |

\*Kommer att utgå under 2016 och ersättas av 305959

Materialinnehåll  
Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja  
Ansats och kanylskydd: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja

Förpackningsmaterial  
Papper  
Transparent plastfilm  
(polyetylen/polyamid)  
Wellpapp



Steriliseringmetod  
Etylenoxid (sprutor med luerfattning/  
sprutor med kanyl samt 305959)  
Strålsterilisering (sprutor med  
Luer-Lok™ fattning förutom 305959)



5 år

CE-märkta enligt MDD 93/42/EEC  
(Spruta utan kanyl: Klass I)  
(Spruta med kanyl: Klass IIa)

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com