

Optimal Evakueringslakan



För snabb & enkel evakuering

Optimal Evakueringslakan

Optimal Evakueringslakan gör det möjligt att snabbt och enkelt förflytta sängliggande personer utom fara, kan även användas vid evakuering i trappor.

Det placeras under befintlig madrass och fästs mot madrassen med resårband. Det är lätt att bädda in och finns i flera storlekar för att passa de flesta madrasser.

Fakta

Material: Polyamid/polyester

Brand: EN 597-1, -2

Garanti: 2 år

Rengöring: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.

Maskintvätt max 95 °C, torktumling.



Storlek

Madrassbredd: 80, 90, 105 & 120 cm

Madrasslängd: 200 cm

Optimal Evakueringslakan är ergonomiskt utformat och tillverkas i mycket starka material som glider bra på både vått och torrt underlag. Det är röntgentransparent samt utrustat med handtag för sidoförflyttning. Bruksanvisning ingår. Ett enkelt och säkert hjälpmedel för evakuering. Uppfyller kraven i svensk standard (SS 8760039) för räddningslakan.

Funktioner och egenskaper

- Draghandtag på kortsidor
- Enkel hantering och rengöring
- Hörnband i resår
- Sidohandtag
- Utdragbart kardborrband



Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

Care of Sweden är registrerat varumärke som tillhör Care of Sweden AB.

© Care of Sweden AB, 2013. Eftertryck förbjudes. Senast uppdaterad: 13/11/26.



Skanna QR-kod för att se instruktionsvideo (engelsk).