

Provox® HME Cap

Provox HME Cap används med FreeHands HME-kassetter. Provox HME Cap kan täppas till manuellt vid tal, och gör på så vis att FreeHands HME-kassetter kan användas även under sömn.

Provox HME Cap	Antal	Ref.nr
Provox HME Cap matt titanium	1 st	7730

Återanvändbar, icke-steril



Provox® HME Cassette Adaptor

Provox HME Cassette Adaptor möjliggör användning av Provox HME på trakeostomikanyler med 15 mm ISO koppling.

Provox HME Cassette Adaptor	Antal	Ref.nr
Provox HME Cassette Adaptor	1 st	7246

Icke-steril, för engångsbruk.



Provox® ShowerAid

Provox ShowerAid (duschskydd) skyddar ditt stoma mot vatten när du duschar.

Provox ShowerAid	Antal	Ref.nr
Provox ShowerAid	1 st	7260

Icke-steril, för engångsbruk.
1 st/ förp Provox FlexiDerm Oval Adhesive (7254)



Provox® BasePlate Adaptor

Provox BasePlate Adaptor gör det möjligt att ansluta t.ex en HME-kassett med en ISO 15 mm standardkoppling.

Provox BasePlate Adaptor	Antal	Ref.nr
Provox BasePlate Adaptor	1 st	7263

Icke-steril, för engångsbruk.

