



Safety flows
through

me

Effektiv diagnostisering och bättre patientupplevelse

Bevisat snabbare blodprovstagnning utan att göra avkall på patientsäkerhet och vårdkvalitet.¹

BD Vacutainer® UltraTouch™ venprovtagningsset med tryckknapp




En ny standard inom venös blodprovstagning



Förbättra effektiviteten med precis diagnostik


BD Vacutainer® UltraTouch™ venprovtagningsset med tryckknapp har en kanyl med större inre diameter som ger en högre flödes hastighet och kortare provtagningstid utan att göra avkall på provets kvalitet:

- BD Vacutainer® UltraTouch™ venprovtagningsset har högre flödes hastighet med 50 % snabbare fyllningstid jämfört med liknande 23 G venprovtagningsset.²
- Du kan med fördel använda 25 G BD Vacutainer® UltraTouch™ för att underlätta provtagning vid svåråtkomliga vener och samtidigt få bättre fyllningstid av rören jämfört med konventionella 23 G venprovtagningsset.²



Förbättrar patientens upplevelse av blodprovstagning

- Den optimala kanylspetsen, PentaPoint™, minskar stickmärta: kraften som krävs vid punktion minskar med 32 % jämfört med 3-fasade kanyler.¹
- 25 G BD Vacutainer® UltraTouch™ venprovtagningsset med tryckknapp kan öka antalet lyckade venprovtagningar av svårstuckna patienter. Samtidigt med statistik signifikans minskar kraften vid punktion som minskar smärtan generellt under proceduren – utan att göra avkall på effektivitet eller kvalitet av provtagningen.^{1,3}



BD Vacutainer® UltraTouch™ venprovtagningsset med tryckknapp med förmonterad hållare*

Prod.nr	Storlek	Längd	Färgkod	Avd.förp.(st)/Transportförp.(st.)
368686	21 G (0,8 mm)	178 mm		20/100
368689	21 G (0,8 mm)	305 mm		20/100
368685	23 G (0,6 mm)	178 mm		20/100
368688	23 G (0,6 mm)	305 mm		20/100
368684	25 G (0,5 mm)	178 mm		20/100
368687	25 G (0,5 mm)	305 mm		20/100

BD Vacutainer® UltraTouch™ venprovtagningsset med tryckknapp utan förmonterad hållare

Prod.nr	Storlek	Längd	Färgkod	Avd.förp.(st)/Transportförp.(st.)
367393	21 G (0,8 mm)	178 mm		50/200
367365	21 G (0,8 mm)	305 mm		50/200
367392	23 G (0,6 mm)	178 mm		50/200
367364	23 G (0,6 mm)	305 mm		50/200
367391	25 G (0,5 mm)	178 mm		50/200
367363	25 G (0,5 mm)	305 mm		50/200

BD rekommenderar att använda BD Vacutainer® engånghållare för alla kanyler utan en förmonterad hållare: Prod. nr. 364815

*Tillgänglig juli 2019

bd.com/vacutainer/ultratouch

Referenser

- 1 Mouser A, Uettwiller-Geiger D, Plokhoy E, Berube J, Ahuja AJ, Stankovic AK. Evaluation of pain and specimen quality by use of a novel 25-gauge blood collection set with ultra-thin wall cannula and 5-bevel tip design. J Appl Lab Med. 2017;2(2):201-210.
- 2 BD White Paper VS9249: Evaluation of Tube Fill Time of the BD Vacutainer® UltraTouch™ Push Button Blood Collection Set with PentaPoint™ Comfort Bevel and RightGauge™ Cannula as Compared with the Current BD Vacutainer® Push Button Blood Collection Set with Thin Wall 3-Bevel Cannula
- 3 BD White Paper VS9250: Performance Evaluation of BD Vacutainer UltraTouch Push Button Blood Collection Set and Comparison with the Current BD Vacutainer Push Button Blood Collection Set for Visual and Analytical Indicators of Hemolysis

BD AB, Marieviksgatan 25, 117 43 Stockholm, Sverige

bd.com

BD, BD-logotypen BD Vacutainer och BD Vacutainer UltraTouch är varumärken som tillhör Becton, Dickinson and Company.

© 2018–2019 BD och dess dotterbolag. Alla rättigheter förbehålls. XEUR-0007-19-A WEU309.1

