



PRO CARE®

Remedy Pro™ Off Loading Shoe

Optimal användning

Remedy Pro-skons kilformade design främjar läkningsprocessen genom att förflytta vikten bakom MP-leden och genom att minska trycket på framfoten. Den avlastande effekten snabbar på behandlingen av sår under metatarsalhuvudena eller tårna, samt efter framfotstrauma.

Fördelar och egenskaper

- Justerat kardborrband
- Sömlös, polstrad hälkappa
- Slitstark sula

Beställningsinformation

Remedy Pro™ Off Loading Shoe		
Artikelnummer	Skostorlek	Storlek
79-81722	<37	XS
79-81723	37-39	S
79-81725	39-43	M
79-81727	43-45	L
79-81728	>45	XL



PRO CARE®

Darco™ SlimLine Cast Boot

Optimal användning

Gipssko med böjd yttersula samt vädertåliga, elastiska övre band och kardborreförslutning. Idealisk för gipsade frakturer på underbenet.

Beställningsinformation

Darco™ SlimLine Cast Boot		
Artikelnummer	Skostorlek	Storlek
79-98432	33-36	XS
79-98433	37-38	S
79-98435	39-40	M
79-98437	41-42	L
79-98438	>42	XL



PRO CARE®

Medical/Surgical Shoe

Optimal användning

Kan användas postoperativt och efter trauma. Semiflexibel, halkfri sula och behaglig, formgiven häl. Stort, öppet tåområde med plats för postoperativt förband och svullnad. Knäppes med kardborrband. Passar höger eller vänster fot. Latexfri.

Beställningsinformation

Medical/Surgical Shoe				
Dam		Herr		Storlek
Artikelnummer	Skostorlek	Artikelnummer	Skostorlek	
79-81142	33-35	79-81132	35-37	Barn/XS
79-81143	36-38	79-81133	38-40	S
79-81145	39-40	79-81135	41-42	M
79-81147	41-43	79-81137	43-45	L
		79-81138	>45	XL

