

Product Data Sheet

Dermatoskop huvud LED DELTA 20T

REF: K-008.34.221



Tryckt: 5.8.2016

REF	
K-008.34.221	
	
Material:	
Egenskaper:	<p>HEINE DELTA 20T Dermatoskop huvud med LED^{HQ} teknik inklusive 23mm kontaktplatta med skala samt dermatoskopikompendium. DELTA 20T kan användas med både 2,5V och 3,5V BETA® instrumenthandtag. Med en enkel knapptryckning växlas mellan polarisationsljus och immersionsljus, utan att byta kontaktplatta, vilket förenklar och snabbar upp undersökningen samt möjliggör observation av den så kallade blink-effekten vid undersökning av exempelvis kristallina strukturer. DELTA 20T har ett högkvalitativt, akromatiskt optiskt linsystem som ger överlägset homogen och skarp bild utan förvrängningar eller färgförändringar. Fokussystemet ger 10x-16x förstoring. De fyra LED:erna är utrustade med ett värmehanteringssystem som säkerställer att den höga ljusstyrkan, homogeniteten och färgåtergivningen (CRI > 80) upprätthålls hela den i princip obegränsade livslängden (50000 timmar i drift). HEINE LED HQ - Rätt ljuskvalité hela livslängden, inga lampbyten, inget underhåll, färre batteribyten. Precis som med föregångarna DELTA 20 och DELTA 20 Plus så är möjligt att använda DELTA 20T med digitala systemkameror från Canon, Nikon och Olympus. Detta ger högkvalitativa bilder som dokumentation. Foto-kit: K-000.34.185 (Canon), K-000.34.186 (Nikon), K-000.34.187 (Olympus). Det finns även en speciell liten 8mm kontaktplatta (K-000.34.205) som används för undersökningar exempelvis mellan fingrar eller runt näsa.</p>
Steril produkt:	Nej
Hållbarhetstid:	
MBA/st:	1
Avdelningsförpackning/st:	1
Transportlåda/st:	