

R&D Systems HemoCue WBC Control

För att utföra en funktionell kontroll av ett HemoCue WBC system (instrument, kuvett och användare), bör en kontrollösning användas. R&D Systems HemoCue WBC Control är en kontrollösning för bestämning av totala antalet vita blodkroppar. R&D Systems HemoCue WBC Control finns tillgänglig i tre olika nivåer.

Innehåll: Humana erythrocyter och animaliska leukocyter.

Hållbarhet: Förvarad i kylskåp är oöppnad flaska hållbar till utgångsdatum.
Öppnad flaska är hållbar i 30 dagar vid kylförvaring.

Förpackning: Droppflaska 3 x 2.0 mL

Nivåer:

| | |
|--------|-----------------|
| Låg | ~ 3.0 $10^9/L$ |
| Normal | ~ 8.0 $10^9/L$ |
| Hög | ~ 20.0 $10^9/L$ |

För ytterligare information om kontroller, se vår hemsida www.hemocue.se.

