



Rusch Gold

Latexkateter

Kvarliggande urinkateter, silkolatex

Kvarliggande urinkateter med Nelatonspets, 2-vägs eller 3-vägs, gul, med färgindikering av storlek.

Rekommenderad kvarliggandetid 4-5 veckor. Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten.

Katetrarna är steriliserade med etylenoxid (ETO). Steriltid 5 år, för engångsbruk.

Art.nr.	Storlek ch	Utförande	Ballong ml	Längd cm	Förp.
180003-strl	08-10	2-vägs	3	30	10
180105-strl	12-22	2-vägs	10	25	10
180605-strl	12-30	2-vägs	10	40	10
180630-strl	12-30	2-vägs	30	40	10
183430-strl	18-26	3-vägs	30	40	10

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2018-01