

GETINGE CLEAN

Produktspecifikation

Pre Treatment Foam

PRODUKTBESKRIVNING

Ett pH-neutralt skum för förbehandling, klar att använda. Kan appliceras på medicinsk utrustning direkt efter användning för att förhindra att kirurgiskt avfall torkar fast. Fäster vid ytan på medicinsk utrustning och håller avfallet fuktigt så att det går lätt att avlägsna.

Lämpligt för ytor av rostfritt stål, keramik, glas, plast och mjuka metallytor. Vattenbaserat och lätt att skölja av i automatiserade eller manuella applikationer för förrengöring.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Spraya på nedsmutsade instrument direkt efter användning, före transport.

Se produktsäkerhetsdatabladet före användning. Använd endast i enlighet med anvisningarna.

Blanda inte med andra kemikalier. Skaka före användning.

INGREDIENSER

Komplexbildare, reologimodifierare, konserveringsmedel och korrosionsinhibitorer.

TEKNISKA DATA

Specific vikt (20 °C): 1,016

pH vid leverans (typiskt): 7

pH vid 5 ml/l (typiskt): N/A

Viskositet: 110 cps (typisk)

FÖRVARINGSINFORMATION

Förvara på en sval, torr plats som är skyddad mot frost samt på avstånd från syror och starka oxidationsmedel.

Förvara i upprätt läge i originalbehållare.

Optimal förvaringstemperatur är 5–25 °C.

SÄKERHET OCH HANTERING

Läs mer i materialsäkerhetsdatabladet.

CE-MÄRKNING

Instrument pretreatment uppfyller kraven i EU-direktiv 93/42/EC, bilaga 1 angående medicintekniska produkter.

MILJÖMEDVETENHET

Biologiskt nedbrytbar sammansättning och återvinningsbar förpackning.



Instrument



Skum



Getinges utbud av diskmedel har utvecklats, testats och provats på Getinges tvättanordningar för att följa standarden i ISO 15883 för rengöring av medicintekniska produkter.



GETINGE CLEAN

Produktspecifikation

Pre Treatment Foam

SERVICE

Kontakta din Getingerepresentant om du vill veta mer om dosering av rengöringsmedel och optimering av rengöringsprocesser.

GETINGE DISKMEDELSSORTIMENT FÖR MANUELL OCH AUTOMATISK RENGÖRING



	Aluminium	Anodiserad aluminium	Titan	lök-järnmetaller	Matt krom	Rostfritt	Glas	Keramik	Gummi	Plast
■ GETINGE CLEAN HEAVY SOIL DETERGENT			M		●	●	●	●	●	M
■ GETINGE CLEAN UNIVERSAL DETERGENT	M	M	M	M	●	●	●	●	●	M
■ GETINGE CLEAN ENZYMATIC DETERGENT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	M
■ GETINGE MIS DETERGENT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
■ GETINGE CLEAN NEUTRALIZER	M	M	●	●	●	●	●	●	M	M
■ GETINGE CLEAN NEUTRALIZER PLUS			M	M	M	●	●	M	M	M
■ GETINGE CLEAN RINSE AID	●	●	●	●	●	●	●	●	M	M
■ GETINGE CLEAN INSTRUMENT LUBRICANT	●	●	●	●	●	●				
■ GETINGE CLEAN PRE TREATMENT FOAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Detta diagram är enbart en vägledning.

Information gällande sterilisering av medicinteknisk utrustning från tillverkaren ska alltid följas, enligt ISO 17664.

M = Följ alltid instrumenttillverkarens anvisningar.

ORDERNUMMER

500 ml x 6 pcs

6001752102

GETINGE

GETINGE GROUP

Getinge Disinfection AB, Ljungadalsgatan 11,

Box 1505, SE-351 15 Växjö, Sweden

Telefon: +46 (0)10 335 98 00

Web: <http://www.getinge.com>

E-mail: info.disinfection@getinge.com