



# Suprapubisset

## SupraFlex växelset med ballong

### SupraFlex punktionsset med ballong

Växelsetet innehåller spiralledare, kateterpropp och fixeringstape.

Ballongen skall fyllas med sterilt vatten, alternativt med en 10% glycerinlösning.

Vid fyllning med glycerinlösning behöver ballongvolymen ej kontrolleras, om ballongen fylls med sterilt vatten bör ballongvolymen kontrolleras var tredje vecka.

Katetern är tillverkad av silikon, försedd med en pigtail-spets och är latexfri. Troakaren är tillverkad av ABS-plast och rostfritt stål.

Provtagning kan göras i katetern, men skall då göras i tratten.

### Latexfritt, silikon

Art.nr.	Storlek ch	Troakar längd	Kateter längd	Förp.
170704-strl Växelset	10-16	ledare	51 cm	5
170702-10 Punktionsset	10	10	51 cm	5

Leverantör

Teleflex

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00 [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [kundservice@mediq.com](mailto:kundservice@mediq.com)