



## TRANSPORT- OCH SKYDDSPÅSE

- Skyddar sterila paket mot hanteringsskador och skyddar effektivt mot damm
- Engångsprodukt, kan stängas och öppnas en gång
- Ett paket som är torrt och sterilt placeras efter sterilisering i påsen, som stängs och förseglas med den inbyggda självhäftande tejp. Vid öppning rivs det perforerade området av. Perforeringen finns i motsatt ända av förslutningen.
- "Halvmåne"-ventilation för undvikande av kondensering
- Varning: Påsen tål INTE sterilisering

Artikelnr	Beskrivning	Avd./Trpt.fp
60TBAG001	380 x 760 mm	250
60TBAG002	585 x 765 mm	200
60TBAG003	380 x 710 mm	250
60TBAG004	385 x 490 mm	250

Material: 70 µm klar genomskinlig Polyetylen  
 CE-märkning: Påsen är inte en medicinsk produkt  
 Förvaring: Förvaras borta från fluorescerande och ultraviolett ljus