


Behandlingsfrihet

Infusionsset
med stål- eller
mjuk kanyl

neria™ infusionsset

För en enkel och säker hantering vid subkutan infusionsbehandling



GOD HÄFTFÖRMÅGA

Integrerad hudvänlig häfta¹
med inspektionsfönster över insticksstället.

DUBBELSLIPADE KANYLER

Ger skonsamt² instick.

DUBBLA SLANGLAGER

Förhindrar knickar på slangen samt
säkerställer kontinuerligt infusionsflöde.

LÅG PRIMINGVOLYM

Minimalt läkemedelssvinn³.

STANDARD LUERKOPPLING

Passar alla standardsprutor.

neria™ infusionsset med stålkanyl

neria™ infusionsset är latexfria och innehåller inte ftalater eller PVC. Tillverkade av polyetylen.

neria™ singel med 90° stålkanyl, 27 G

- Greppvänliga vingar för enkelt handhavande.
- Finns i fyra olika nåldjup.
- Stabilitetstestat och godkänt för immunglobuliner, deferoxamin, morfin och apomorfin.
- Helt infusionsset, ej delbart.

| Namn | Antal/frp | Varunummer |
|---|-----------|------------|
| neria™ singel Infusionsset 6 mm stålkanyl, 60 cm slangset, 29 G stålkanyl | 10 st | 202990 |
| neria™ singel Infusionsset 8 mm stålkanyl, 80 cm slangset | 10 st | 202992 |
| neria™ singel Infusionsset 10 mm stålkanyl, 80 cm slangset | 10 st | 202995 |
| neria™ singel Infusionsset 12 mm stålkanyl, 80 cm slangset | 10 st | 734840 |




neria™ singel

Indikation & appliceringstid:
Apomorfin: 12 timmar
Deferoxamin: 18 timmar
Immunglobulin: 12 timmar
Morfin: 48 timmar

neria™ multi 90° stålkanyl, 27 G

- Greppvänliga vingar för enkelt handhavande.
- Finns i tre olika nåldjup.
- neria™ multi är stabilitetstestad och godkänd för immunglobuliner.
- Fördelar immunglobulin på två till fyra subkutana instick.

| Namn | Antal/frp | Varunummer |
|---|-----------|------------|
| neria™ multi 2-grenat Infusionsset 2 st 8 mm stålkanyl, 90 cm slangset | 10 st | 734640 |
| neria™ multi 2-grenat Infusionsset 2 st 10 mm stålkanyl, 90 cm slangset | 10 st | 732760 |
| neria™ multi 3-grenat Infusionsset 3 st 8 mm stålkanyl, 90 cm slangset | 10 st | 734641 |
| neria™ multi 3-grenat Infusionsset 3 st 10 mm stålkanyl, 90 cm slangset | 10 st | 732761 |
| neria™ multi 3-grenat Infusionsset 3 st 12 mm stålkanyl, 90 cm slangset | 10 st | 734642 |
| neria™ multi 4-grenat Infusionsset 4 st 10 mm stålkanyl, 90 cm slangset | 10 st | 732762 |
| neria™ multi 4-grenat Infusionsset 4 st 12 mm stålkanyl, 90 cm slangset | 10 st | 734643 |



neria™ multi 4-grenat

Indikation & appliceringstid:
Immunoglobulin: 12 timmar

neria™ infusionsset med mjuk kanyl

Här beställer du:
order@infucare.se

neria™ guard 90° insticksvinkel med mjuk kanyl och helautomatisk inserter

- Med ett enkelt knapptryck appliceras neria™ guard in i den subkutana vävnaden. Finns i två olika nåldjup.
- neria™ guard är bra vid stickrädsla. Nålen är ej synlig före, under och efter instick.
- Delbart. Praktiskt vid bad eller dusch.
- Överensstämmer med EU-förordningen för stickskydd⁴.
- Stabilitetstestad och godkänd för immunglobuliner, morfin och apomorfin.

| Namn | Antal/frp | Varunummer |
|---|-----------|------------|
| neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 6 mm mjuk teflonkanyl, 12 cm slangset | 10 st | 738676 |
| neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 9 mm mjuk teflonkanyl, 12 cm slangset | 10 st | 738740 |
| neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 6 mm mjuk teflonkanyl, 30 cm slangset | 10 st | 912268 |
| neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 9 mm mjuk teflonkanyl, 30 cm slangset | 10 st | 912269 |
| neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 6 mm mjuk teflonkanyl, 60 cm slangset | 10 st | 738140 |
| neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 9 mm mjuk teflonkanyl, 60 cm slangset | 10 st | 738141 |
| neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 6 mm mjuk teflonkanyl, 80 cm slangset | 10 st | 738142 |
| neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 9 mm mjuk teflonkanyl, 80 cm slangset | 10 st | 738143 |
| neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 6 mm mjuk teflonkanyl, 110 cm slangset | 10 st | 912270 |
| neria™ guard integrerad inserter Infusionsset 9 mm mjuk teflonkanyl, 110 cm slangset | 10 st | 912271 |



neria™ guard

Indikation & appliceringstid:

| | |
|---------------|-----------|
| Apomorfin | 12 timmar |
| Immunglobulin | 12 timmar |
| Morfin | 72 timmar |

neria™ soft med 20-45° insticksvinkel delbart infusionsset med mjuk kanyl

- neria™ soft appliceras med greppvänligt tag med insticksnålens mandräng. Passar bra även för personer som har lite underhudsfett.
- Finns i två olika nåldjup.
- Kan användas vid palliativ vård för behandling av smärta⁵.
- Stabilitetstestad och godkänd för immunglobuliner, morfin och apomorfin.

| Namn | Antal/frp | Varunummer |
|---|-----------|------------|
| neria™ soft Infusionsset 13 mm mjuk kanyl, 30 cm slangset | 10 st | 204512 |
| neria™ soft Infusionsset 13 mm mjuk kanyl, 60 cm slangset | 10 st | 202975 |
| neria™ soft Infusionsset 13 mm mjuk kanyl, 80 cm slangset | 10 st | 202976 |
| neria™ soft Infusionsset 13 mm mjuk kanyl, 110 cm slangset | 10 st | 202977 |
| neria™ soft Infusionsset 17 mm mjuk kanyl, 60 cm slangset | 10 st | 203450 |



neria™ soft

Indikation & appliceringstid:

| | |
|---------------|-----------|
| Apomorfin | 12 timmar |
| Immunglobulin | 12 timmar |
| Morfin | 72 timmar |

Kan förskrivas
och hämtas på
apotek

NERIA™ INFUSIONSSET är utvecklade för subkutan tillförsel av läkemedel. De kan användas vid både infusions- och injektionsbehandling. Neria infusionsset är användarvänliga och finns i flera utförande, med mjuk kanyl, stålkanyl och 1-4 grenar samt integrerad hudvänlig häfta¹.

Neria infusionsset har slangfäste med standard luerkoppling. Infusionsseten kopplas till spruta för bärbär infusionspump eller används vid intermitterande injektion.

Infusionsseten levereras i förpackning om 10 st.

Teknisk specifikation neria™ infusionsset

| INFUSIONSSET | KANYL | INSTICKSVINKEL | KANYLDJUP | INFÖRINGS- NÅLENS STORLEK | SLANGLÄNGD | PRIMINGVOLYM | BORTKOPPLING |
|----------------------|--|----------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| NERIA™ SINGEL | Stål, dubbelslipad. | 90° | 6, 8, 10 och 12 mm | 29 G (6 mm), 27 G | 6 mm: 60 cm 8 - 12 mm: 80 cm | 60 cm - 0,10 ml 80 cm - 0,12 ml | Nej |
| NERIA™ MULTI | Stål, dubbelslipad. | 90° | 8, 10 och 12 mm | 27 G | 90 cm (60+30) | 2 - 0,36 ml 3 - 0,43 ml 4 - 0,51 ml | Nej |
| NERIA™ GUARD | Mjuk (motsvarande 23G innerdiameter) | 90° | 6 mm och 9 mm | 27 G | 12, 30, 60, 80 och 110 cm | 12 cm - 0,04 ml 30 cm - 0,06 ml 60 cm - 0,10 ml 80 cm - 0,12 ml 110 cm - 0,15 ml | Ja, på insticks- stället |
| NERIA™ SOFT | Mjuk (motsvarande 23G innerdiameter) | 20-45° | 13 mm och 17 mm | 27 G | 30, 60, 80 och 110 cm | 30 cm - 0,06 ml 60 cm - 0,10 ml 80 cm - 0,12 ml 110 cm - 0,15 ml | Ja, på insticks- stället |

nordic
INFUCARE

Distributör • www.infucare.com

SVERIGE: Box 140 26 • 167 14 BROMMA • + 46 8 601 24 40 • info@infucare.se
DANMARK: Industrivej 21 • 4000 ROSKILDE • +45 70 28 10 24 • info@infucare.dk
FINLAND: Tekniikantie 14 • 02150 ESPOO • +358 20 734 87 64 • info@infucare.fi
NORGE: Blindernveien 5 • 0361 OSLO • +47 22 20 60 00 • info@infucare.no

Referenser: 1. Biological Safety Testing, October 2011, Data on File, Unomedical a/s. 2. Parsons J. Infusion line preference of patients prescribed apomorphine for complex Parkinson's disease. British Journal of Neuroscience Nursing. December 2009. Vol 5 No 12 3. Chan.G.C.F., Ng D.D.M.W.et al, Comparison of Subcutaneous Infusion Needles for Transfusion - Dependent Thalassemia Patients by the Intrapersonal Cross-over Assessment Model. Am.J. Hematol, 76;398-4044. 4. Council Directive 2010/32/EU of 10 May 2010 implementing the Framework Agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare sector. 5. Gabriel, J. Subcutaneous infusion in palliative care: the neria™ soft infusion set. International Journal of Palliative Nursing 2012, vol 18, No 11 .