

Sjukvård • Inkontinenshjälpmedel • Tvättbara inkontinensskydd

Art nr: 6570, 6571, 6572, 6573,
6574, 6575, 6576

Sanifix absorberande boxershorts är en tvättbar absorberande flergångsbyxa för vuxna. Byxan är av bomull med hög kapacitet vid droppinkontinens och ett bra alternativ till engångsprodukter. Byxan har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet. Produkten har ett spärrskikt som förhindrar genomvätning. Byxan passar bra till personer som har droppinkontinens och som är allmänt "plockiga" av sig och på så sätt tar sönder ett engångsskydd (t.ex. dementia). Produkten kan på så sätt göra det möjligt att fortfarande klara toalettbesöken själva utan att riskera läckage. Produkten passar även bra för de som är känsliga för klister. Klarar ca 100 tvättar, 60°C (normal hushållstvätt) utan att förlora passform och uppsugningsförmåga. Kan torktumlas på låg värme.



Varumärke	Sanifix						
Benämning	Sanifix absorberande boxershorts						
Art nr	6570	6571	6572	6573	6574	6575	6576
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Mått höft/stuss	70-84 cm	80-100 cm	86-110 cm	98-120 cm	104-130 cm	110-140 cm	120-150 cm
Mått midja	60-80 cm	66-90 cm	74-100 cm	88-114 cm	92-120 cm	98-130 cm	110-150 cm
Mått benöppning	32-44 cm	40-52 cm	44-56 cm	50-60 cm	54-64 cm	58-68 cm	60-70 cm
Vikt/produkt	88 g	132 g	145 g	158 g	169 g	189 g	224 g
Teoretisk abs.kap. ISO 11948-1 ml	350 ml						
Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml	116,6 ml						
Färg	Svart						
Antal/förpackning	1 st						
Material	Byxan Absorptionsskikt Spärrskikt Krympning						
	95 % Bomull, 5 % Spandex 70 % Viskos, 30 % Polyester Polyuretan <5 %						
Antal tvättar	Ca 100 st (normal hushållstvätt)						
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning.						
Förvaring	Rumstemperatur						
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.						

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvättråd



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art nr 6570, 6571, 6572, 6573, 6574, 6575, 6576

Användaranvisning

- Produkten har ett fastsytt absorberande ilägg för att säkerställa hög komfort och säkerhet.
- Storleken mäts runt midjan.
- Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion.
- Vid tvätt tvättas hela produkten inklusive ilägg..
- Tvätta produkten före användning för att aktivera absorptionsförmågan.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket.



SRN SE-MF-000033314



SWERECO



Swereco AB
Vagnvägen 4
364 42 Lenhovda

Swereco AB, Vagnvägen 4, SE-364 42 Lenhovda

www.swereco.com · order@swereco.com · +46 (0)8 5000 5240