



Abbott Rapid Diagnostics AB

November 2020



**Afinion™ ACR Control  
(Albumin, Kreatinin och Albumin/Kreatinin-kvot)**

Art nr: 1116779

Varje förpackning innehåller en låg (CI) och en hög (CII) kontroll.

Kontroll CI: 1 x 1 mL

Kontroll CII: 1 x 1 mL

Analystid: 5 min

Provolym: 3,5 µL.

Kontrollerna kan användas kylskåpskalla.

Kontroller är färdig spädda och redo att användas.

Ingen kalibrering krävs av användaren.