


Cystofix[®]

SUPRAPUBISK KATETERISERING



Cystofix®

System färdigt att använda:



System färdigt att använda:

Katetern sitter redan på plats inne i kanylen

- Sparar tid
- Det skyddande röret kan vara på plats fram till användning
- Förhöjer säkerheten och minskar risken för stickskadorna

Suprapubisk kateterisering deltar i preventionen av vårdrelaterad UVI

"There is a lower rate of infection in those with a suprapubic rather than urethral catheters despite the former being used for two weeks or longer"

EAUN guideline 2012. Evidence-based Guidelines for Best Practice in urological health care. Catheterisation. Indwelling catheters in adults. Urethral and suprapubic. Geng V, Cobussen-Boekhorst H, Farrell J, Gea-Sánchez M, Pearce I, Schwennesen T, Vahr S, Vandewinkel C.

System färdigt att använda:



Katetern sitter redan i kanylen. Behåll det skyddande röret på kanylen.



Dra katetern tills toppen är precis under kanylens avfasning.



Ta bort det skyddande röret för att börja punkteringen.

Standard i suprapubisk kateterisering

NY

Ny silikonkateter med integrerad ballong




Lågprofilballonger:

- Designad för enkelt uttag och reducerar cuffing-effekt.¹
- Designad för enkel införsel vid återplacering av katetern (ingen krage).

Silikonmaterial

- Kan återplaceras upprepande och lämpligt för långtidsbärande²



Kort spets för patientkomfort³


(1) Br. J. of Community Nurs, 2005 Oct; 10 (10) : 461-464, Suprapubic Catheterization: Challenges in changing catheters. Robinson J.

(2) 5th International Consultation on Incontinence, Paris 2012. Committee 20: 1519-1642, Management using continence products

(3) B. Braun technical files

Utökat sortiment av katetrar med integrerad ballong

Från CH10 till CH20 för punktion och utbyten



Nya smidiga förpackningar

Förpackningar med 10 styck samt 5 styck för enklare lagerhantering på sjukhus.

Förpackningar om 1 styck för utbyten i öppenvården.

Utökat sortiment av dilatationsset: upp till CH16

Med färgkodning



Punktionsset med ballong för all användning inom suprapubisk katetrisering. Cystofix® färdig att använda.

Kateterdesign	Katetermaterial	Kanyl-längd	Kanyl-diameter	Kateterstorlek	Kateterlängd	Antal/fp	Artikelnr	Setets innehåll
Ballong rak spets integrerad ballong Färdig att använda	Silikon	12cm	5,4mm	□ CH12	44cm	10	4450200	
		12cm	5,4mm	■ CH14	44cm	10	4450220	
Ballong och J-spets klassisk ballong Färdig att använda	Silikon	12cm	5,4mm	□ CH12	53cm	10	4450210	

Punktionsset med pigtail för korttidsbruk

Kateterdesign	Katetermaterial	Kanyl-längd	Kanyl-diameter	Kateterstorlek	Kateterlängd	Antal/fp	Artikelnr	Setets innehåll
Komplett set med 2L urinpåse Färdig att använda	Polyuretan	8cm	3,4mm	■ CH10	65cm	10	4450150	
		12cm	3,4mm	■ CH10	65cm	10	4450160	
		12cm	5,4mm	■ CH15	65cm	10	4450170	
Eco set (ingen påse) Färdig att använda	Polyuretan	8cm	3,4mm	■ CH10	65cm	10	4450100	
		12cm	3,4mm	■ CH10	65cm	10	4450120	
		12cm	5,4mm	■ CH15	65cm	10	4450130	
TUR set	Polyuretan	12cm	5,4mm	■ CH15	65cm	10	4441354	
Pediatrikt komplett set med 2L påse. Färdig att använda	Polyuretan	5cm	3,4mm	■ CH10	50cm	10	4450180	
Minipaed punktion	Polyuretan	5cm	2,2mm	□ CH05	50cm	10	4441036	

Utbytesset kateter med integrerad ballong

Setdesign	Kateterdesign	Katetermaterial	Kateterstorlek	Kateterlängd	Antal/fp	Artikelnr	Setets innehåll
Dilatation och utbytes. Med ledare och dilatator.	Ballong rak spets	Silikon	□ CH12	44cm	5	4450512	
			■ CH14			4450514	
			■ CH16			4450516	
Utbytes med ledare	Ballong rak spets	Silikon	■ CH10	44cm	5	4450010	
			□ CH12			4450012	
			■ CH14			4450014	
Utbytes utan ledare	Ballong rak spets	Silikon	■ CH16	44cm	5	4450016	
			□ CH12			4450712	
			■ CH14			4450714	
			■ CH18			4450718	
			■ CH20			4450720	
Utbytes singelförpackning	Ballong rak spets	Silikon	□ CH12	44cm	1	4450812	
			■ CH14			4450814	
			■ CH16			4450816	
			■ CH18			4450818	
			■ CH20			4450820	

Manufactured and distributed by:

B. Braun Medical | 204 avenue du Maréchal Juin | 92100 Boulogne-Billancourt | FRANCE

Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99 | www.bbraun.com

B. Braun Medical | SAS with a share capital of 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856

This document, its contents, including institutional data, information, trademarks and logos mentioned herein are the exclusive property of B. Braun. Any representation and / or reproduction, total or partial, of this document and its contents without the express prior consent of B. Braun, is strictly prohibited and constitutes an infringement of the intellectual property rights of B. Braun. Non binding documents and photographs. For healthcare professional use only.