

3M Science.
Applied to Life.™

3M Hälsovård

3M™ PICC/CVK fixeringsanordning med Tegaderm™ CHG förband

Med 3Ms nya PICC/CVK fixeringsanordning behöver du inte kompromissa med dina patienters komfort för att uppnå säker fixering.

För att garantera bästa möjliga upplevelse och resultat har Tegaderm™ CHG specialanpassats för att ge en förstärkt fixering av fästeanordningen. Systemet är designat för att sitta på plats i upp till 7 dagar, är skonsamt att avlägsna och ger den säkerhet och komfort som alla patienter förtjänar.



3M™ PICC/CVK fixeringsanordning med Tegaderm™ CHG förband

Kompromisslös fixering

- Suturlös fixering ger pålitlig vidhäftning som är skonsam för huden
- Kan bäras i upp till 7 dagar
- Enkel att avlägsna utan att orsaka onödig smärta och oro för patienterna
- Hudvänliga material förbättrar komfort och rörlighet

En smart lösning


- Enkel och snabb applicering och borttagning
- Rymmer majoriteten av PICC och korttids-CVK upp till och med 12 french
- Kan flyttas efter den första appliceringen utan att förlora sin vidhäftning
- Styckförpackning med fixeringsanordning och förband förenklar produktvalet
- Stödjer OSHA och CDC:s riktlinjer för suturlös fixering

Minskar den totala vårdkostnaden

- Elimineras riskerna och kostnaderna för suturrelaterade nålsticksskador

Tejpremsor för extra säkerhet

- Ökad stabilisering
- Flik utan häftämne minimerar risken för att förbandet fastnar i sig självt eller i handskar
- Möjliggör applicering med en hand
- Vattentät filmbeläggning



Silikonhäftämne

- Säker vidhäftning med skonsam borttagning
- Kan flyttas efter den första appliceringen utan att förlora sin vidhäftning
- Kräver ingen alkohol för att avlägsnas

Fixeringsbas för enkel applicering

- Inga mekaniska vingar eller lås
- Visuella hjälpmedel för att underlätta applicering

Behagligt textilmaterial

- Bekvämt och vattenavvisande
- Perforerad för ytterligare genomsläpplighet

Dokumentationstejp

- Tejpremsa för dokumentation av förbandsbyten
- Ger ytterligare säkerhet

CHG-geldyna

- Tegaderm™ film ger en vattentät och steril barriär mot yttre föroreningar.*
- 2 % klorhexidylglukonat
- Den absorberande geldynan av CHG ger skydd även vid blod, saltvatten och exudat
- Klorhexidylglukonat utlöses omedelbart och har en ihållande effekt utan att tillföra extra vätska
- Geldynan är mjuk och anpassar sig efter kateterporten

Förstärkt stabiliserande kant

- Maximerar fixeringen, genomsläppligheten och användningstiden
- Förbandet och tejpremsor är vattenavvisande

* In vitro-tester visar att den transparenta filmen i 3M™ Tegaderm™ CHG förbandet ger en viral barriär för virus 27 mm i diameter eller större så länge förbandet förblir intakt utan läckage.

Beställningsinformation

3M Art.nr	Total storlek fixeringsanordningen	Total storlek förbandet	Anordning+förband/kartong	Kartonger/ytterförpackning
1877-2100	5,1 cm x 5,4 cm	8,5 cm x 11,5 cm	20	4
1879R-2100	5,1 cm x 5,4 cm	10 cm x 15,5 cm	20	4

Vill du lära dig mer?

För mer information om produkten, besök oss på go.3M.com/3MSecurement, kontakta din lokala 3M representant eller ring till 3M kundservice på 08-92 21 00.

3M Critical & Chronic Care Solutions Division samarbetar för att leverera beprövade och innovativa lösningar för att bidra till att förebygga och behandla kritiska och kroniska sjukdomar i hela vårdkedjan.



3M Svenska AB
3M Hälsovård
Bollstanäsvägen 3
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 29 100
kundservice@mmm.com
www.3M.se/healthcare

3M och Tegaderm är varumärken från 3M. Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige. © 3M 2016. Alla rättigheter förbehålles. PL5310604-1SE160930



The CDC's STOP STICKS campaign is a communication intervention aimed at raising awareness among health care workers about their risk of workplace exposure to bloodborne pathogens from needlesticks and other sharps-related injuries that occur annually.

Produkten och förpackningen är latexfria.