

## Sammanbindningsrör rakt



Sammanbindningsrör Rakt 22Mx22F används t.ex. för anslutning av Aerogen Solo till F&P Optiflow med tryckvakt.

Denna produkt är avsedd för enpatients användning och är inte avsedd att upparbetas eller resteriliseras. Återanvändning av enpatientsutrustning ökar risken för krosskontaminering.

Material: Polypropylen, Latexfri

Beställningsinformation	
Art. nummer	Benämning
1008E	Sammanbindningsrör Rakt 22Mx22F 10-pack, Enpatients

**För ytterligare information, kontakta Dolema AB på nedanstående telefon eller adress.**

**Broschyrutgåva: 2017-10-19**

Dolema förbehåller sig rätten att ändra produkterna utan föregående meddelande.