

## Datablad spilerdug

Spilerdug er vævet af ren polyamid i en ribstop vævning for at modvirke "flosning" i kanterne. Spilerdugen er efterfølgende coatet med ren silikone for at øge glideevnen. Farvningen opstår ved farvepigment tilsat silikonen. Den grønne og blå spilerdug er yderligere behandlet med en PU belægning for at øge stivheden i materialet.

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiale | 100% Polyamid  |
| Vævning   | 3x3 mm ribstop |
| Coating   | PU, silikone   |
| Vægt      | 48g kvm        |

I relation til fremstillingen af spilerdug attesteres det, at der ikke forekommer skadelige stoffer som formaldehyd, ftalater og lignende.

Spilerdugen er glat på alle sider i alle retninger for at opnå størst mulig fleksibilitet i anvendelsen.

Spilerdugen er CE mærket under det medicinske direktiv 93/42/EC som et hjælpemiddel til medicinsk brug. Denne mærkning indebærer en række krav til undersøgelser og test samt løbende opfølgning på hjælpemidlets egenskaber og mulige påvirkninger i klinisk brug. Det er Brehms Spilerdug, der har forestået dette arbejde, og derfor også er registreret som godkendt producent/forhandler spilerdugen som medicinsk udstyr hos Lægemiddelstyrelsen med de forpligtelser dette indebærer.

Man skal som bruger være opmærksom på den korrekte CE mærkning (medicinsk brug – ikke f.eks. materiale til sejlsport) samt leverandørens registrering hos Lægemiddelstyrelsen og evne til at opretholde de løbende krav om overvågning og klinisk opfølgning.