



LUBRISIL® AQUAFIL

Hydrogelbelagd helsilikonkateter
inkl. spruta med sterilt vatten

Material:	Helsilikonkateter med permanent hydrogelbelagd yta.
Användartid:	Upp till 12 veckor.
Nelatontipp:	Rund och förstärkt, vilket underlättar insättning och blir mer komfortabel för patienten.
Dräneringshål:	Proportionell till innerlumen vilket maximerar dränage. Mjuk hålskärning ger mindre risk för irritation av slemhinna och blåsvägg samt en mindre risk att partiklar får fäste.
Innerlumen:	Materialet medger att innerlumen blir något större vid jämförelse med liknande latexkatetrar.
Hydrogelbeläggning:	Reducerar friktion och irritation mot slemhinna, ger större patientkomfort, reducerar risken för mekaniskt slitage mot slemhinna.
Kuffning:	För Bards helsilikonkateter rekommenderas sterilt vatten för kuffning av ballong. Omkuffning/påfyllning rekommenderas ej under inelligandetiden.

BARD Art.nr	Katetertyp	Längd och Ch	Volym/ sterilt vatten
1758+ch+EUK	Barn, 2-vägs	30 cm, Ch 8 & 10	5 ml
1758+ch+EUK	Manlig, 2-vägs , inkl. spruta med sterilt vatten	40 cm, Ch 12-22	10 ml
1761+ch+EUK	Kvinnlig, 2-vägs inkl. spruta med sterilt vatten	26 cm, Ch 12-16	10 ml

Alla katetrar blir individuellt testade för att garantera funktion och kvalitet.

Bard Norden AB
Box 22210
250 24 Helsingborg

Tel. 042-38 60 00 Fax 042-38 60 10
support.nordic@crbard.com