



## BIOCATH HYDROGELINKAPSLAD LATEXKÄRNA

<b>Material:</b>	Innerkärna av latex, är ytbehandlad vilket medför att latex inte kommer i kontakt med patientens slemhinna
<b>Användartid:</b>	Upp till 12 veckor
<b>Nelatontipp:</b>	Rund och förstärkt, vilket underlättar insättning och blir mer komfortabel för patienten.
<b>Dräneringshål:</b>	Proportionellt till innerlumen vilket maximerar dränage. Mjuk hålskärning ger mindre risk för irritation av slemhinna och blåsvägg samt en mindre risk att partiklar får fäste.
<b>Innerlumen:</b>	Runt, vilket medför ett gott flöde av urinen och inga "hörn" som kan ge fäste för partiklar.
<b>Hydrogelbeläggning:</b>	Reducerar friktion och irritation mot slemhinna, ger större patientkomfort, reducerar risken för mekaniskt slitage mot slemhinna vilket kan leda till strikturer i uretra, motstår bakteriekolonier vilket är ett bra skydd för patienter som är känsliga för urinvägsinfektioner.

BARD Art.nr	Katetertyp	Längd och Ch	Volym/sterilt vatten
2263+ch	Barn, 2-vägs	30 cm, Ch 8, 10	5 ml
2265+ch	Manlig, 2-vägs	40 cm, Ch 12-30	10 ml
2266+ch	Manlig, 2-vägs	40 cm, Ch 12-30	30 ml
2219+ch	Manlig, 3-vägs	40 cm, Ch 16-26	10 ml
2267+ch	Manlig, 3-vägs	40 cm, Ch 12-30	30 ml
2269+ch	Kvinnlig, 2-vägs	26 cm, Ch 12-26	10 ml
2264+ch	Manlig, 2-vägs, förfylld	40 cm, Ch 12-30	10 ml
2268+ch	Kvinnlig, 2-vägs, förfylld	26 cm, Ch 12-26	10 ml

Bard Norden AB  
Box 823  
251 08 Helsingborg

Alla katetrar blir individuellt testade för att garantera funktion och kvalitet. Av säkerhetsskäl för personal och patient rekommenderas inte provtagning med kanyl direkt i katetern.

Tel. 042-38 60 00 Fax 042-38 60 10  
support.nordic@crbard.com

**BARD** | MEDICAL