


PRODUKTBLAD

Spruta Enteral Diskbara




Item no. 1089173

Supplier item no. LHE01LD

1 ml låg dos flergångs enteral ENFit spruta diskbar (1x100 LDT)

Antal/avdelningsförpackning:	100
Antal/transportlåda:	2400
Enhet	ST



Item no. 1089177

Supplier item no. LHE25LD

2.5 ml låg dos flergångs enteral ENFit spruta diskbar (1x100 LDT)

Antal/avdelningsförpackning:	100
Antal/transportlåda:	2000
Enhet	ST




Item no. 1089174

Supplier item no. LHE05

5 ml flergångs enteral ENFit spruta diskbar (1x100)

Antal/avdelningsförpackning:	100
Antal/transportlåda:	1600
Enhet	ST




Item no. 1089175

Supplier item no. LHE10

10ml flergångs enteral ENFit spruta diskbar (1x100)

Antal/avdelningsförpackning:	100
Antal/transportlåda:	1000
Enhet	ST




Item no. 1089176

Supplier item no. LHE20

20 ml flergångs enteral ENFit spruta diskbar (1x80)

Antal/avdelningsförpackning:	80
Antal/transportlåda:	800
Enhet	ST



Item no. 1089224

Supplier item no. LHE60

60 ml flergångs enteral ENFit spruta diskbar (1x60)

Antal/avdelningsförpackning:	60
Antal/transportlåda:	240
Enhet	ST

Produktinformation

Beskrivning

Spruta Enteral

Användning:

Medicina ENFit sprutor är tillverkade av poly propylen. Produkterna är PVC och ftalatfria. Varje spruta är sterilt förpackad och de ligger förpackade i lag med 6-11 sammanhängande sprutor. Sprutorna kan diskas för hand och i diskmaskin. Kan återanvändas ca 40 gånger eller upp till 7 dagar till samma patient. Rengöringsinstruktioner finns.



Hardam A/S
Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro, Tlf. 97 42 32 33
E-mail: post@hardam.dk
www.hardam-shop.dk



Rivington View Business Park, Station Road, Bolton BL6 5BN
Telephone: +44(0)1204 695050 email: info@medicina.co.uk