



LUOFUCON®

Silikonskumförband



- Rött sår
- Gult sår
- Rosa sår
- M: Fuktbalans

LUOFUCON® Silikonskumförband består av ett silikonkontaktskikt, en superabsorberande dyna, ett polyuretanskum samt en änggeromtränglig och vattentät polyuretanfilm. Den flerskiktade konstruktionen underlättar dynamisk vätskehantering för att ge den optimala fuktiga sårmiljön vilket leder till framjande av snabbare såräkning och kan bidra till att minska risken för maceration. Det mjuka silikonskiktet kan lyftas och placeras om utan att förora sin vidhäftande förmåga. Dessutom kan detta skikt reducera smärta och trauma av sår och den omgivande huden. Det absorberande dynlagret ger överlägsen absorption och retention.

Hur fungerar silikonskumförband?

- Core-silikon-gel-teknik ger ett supermjukt silikonkontaktslager för ömtålig hud;
- Utmärkt sekretabsorption, minskar risken för maceration och läckage.
- Ett all-i-ett-förband.

OptiSil

Unik silikon-gel och perforeringsteknik är inte bara skonsam mot huden utan gör det också möjligt för exsudat att snabbt sugas in i förbandet.



Skyddande stöd

- Högst MVTR
- Smidig och flexibel
- Vattentät och med bakteriebarriär

Superabsorberande källa

Exceptionell absorptionskapacitet hjälper till att minimera macerationsrisken.

Nonwoven Lager

Spridningslager har en stor yta och förbättrar absorptionsprestandan

Absorberande Polyuretan - skum

Stor vätskehanteringskapacitet som ger extra komfort och dämpningskydd.

OptiSil Silikon Sårkontaktlager

Unik silikon-gel och perforeringsteknik. Distribuerar sårsekretet snabbt och jämnt.

Indikatorer

LUOFUCON® Silikonskumförband har indikatorer för ett stort antal sår som:

- Trycksår
- Ben- och fotsår
- Traumatiska sår
- Kirurgiska sår
- Brännskador (1:a och 2:a graden)

Förbandet kan också användas på torra / nekrotiska sår i kombination med geler

Kontraindikationer

Använd inte LUOFUCON® Silikonskumförband på patienter med känd känslighet för innehållet i förbandet.