

# Pep/Rmt™

## Bättre för varje andetag

Andningsträning med Pep/Rmt för  
flera användningsområden




# Pep/Rmt – fyra olika behandlingsmetoder med ett enda verktyg

Pep/Rmt™ är en enkel och lättanvänd träningsutrustning för att stärka patienternas andningsfunktion. Du väljer mellan en kombination av olika maskar, motstånd och andra tillbehör och kan sätta ihop ett verktyg för andningsträning eller symtomlindring som kan användas på kliniken eller i hemmet. Pep/Rmt kan skräddarsys för fyra olika behandlingsområden som täcker in alla tänkbara patientkategorier.

- Lätt att använda och ställa in, både för patienter och sjukvårdspersonal.
- Med flera olika inställningsmöjligheter kan du anpassa parametrarna i takt med att patientens tillstånd förändras.
- Snabb montering och isärtagning.
- Dokumenterad effekt<sup>1-4</sup>

## Referenser:

1. Ricksten SE, Bengtsson A, Soderberg C, Thorden M, Kvist H. Effects of periodic positive airway pressure by mask on postoperative pulmonary function. *Chest* 1986;89(6):774-81.
2. Geddes EL, Reid WD, Crowe J, O'Brien K, Brooks D. Inspiratory muscle training in adults with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review. *Respiratory Medicine* 2005;99:1440-58.
3. Elkins MR, Jones A, van der Schans C. Positive expiratory pressure physiotherapy for airway clearance in people with cystic fibrosis. *Cochrane Database Syst Rev* 2006 Apr 19;(2):CD003147.
4. Oberwaldner B, Evans JC, Zach MS. Forced expirations against a variable resistance: A new chest physiotherapy method in cystic fibrosis. *Pediatr Pulmonol* 1986;2:358-67.



**PEP för att normalisera minskad lungvolym.**

PEP kan användas för att normalisera minskad lungvolym som kan vara ett resultat av immobilisering, anestesi/kirurgi och neurologiska sjukdomar.



## Produkter




### Pep/Rmt Set – Mask /Munstycke, Ventil och Set med Motstånd

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 71100 | Pep/Rmt™-set med mask för spädbarn    |
| 71101 | Pep/Rmt™-set med mask för barn        |
| 71102 | Pep/Rmt™-set med mask för ungdomar    |
| 71103 | Pep/Rmt™-set med mask för vuxna       |
| 71104 | Pep/Rmt™-set med mask för vuxna, stor |
| 71108 | Pep/Rmt™-set med munstycken           |

### Tillbehör

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 71109 | Munstycken           |
| 71110 | Mask för spädbarn    |
| 71111 | Mask för barn        |
| 71112 | Mask för ungdomar    |
| 71113 | Mask för vuxna       |
| 71114 | Mask för vuxna, stor |

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 71118 | Trakeostomiadapter             |
| 71119 | Pep/Rmt™-ventil                |
| 71120 | Motstånd, set om 8 delar       |
| 71121 | Motstånd 1,5 mm svart, 5 delar |
| 71122 | Motstånd 2 mm vitt, 5 delar    |
| 71123 | Motstånd 2,5 mm gult, 5 delar  |



**PEP för att normalisera ökad lungvolym.** PEP kan användas för att

minska för hög funktionell residualkapacitet, t.ex. i svårare stadier eller vid exacerbationer av obstruktiv lungsjukdom.



**Inspiratorisk muskelträning.** IMT kan användas för att träna styrka

och uthållighet hos inandningsmuskulaturen hos patienter med nedsatt muskelfunktion, t.ex. vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och olika neurologiska sjukdomar. Den kan också användas för att minska risken för postoperativa lungkomplikationer hos patienter som genomgår hjärtkirurgi och för idrottsmän som vill höja sin prestationsförmåga.



**Eliminering av sekret med PEP och HiPEP.**

PEP kan användas vid ökad sekretbildning i luftvägarna som vid cystisk fibros och KOL, samt vid infektioner hos personer med multipla, allvarliga funktionsnedsättningar.

HiPEP är en metod för att eliminera sekretbildning i luftvägarna med hjälp av forcerad utandning mot ett utandningsmotstånd, till residualvolym.



- 71124 Motstånd 3 mm blått, 5 delar
- 71125 Motstånd 3,5 mm grönt, 5 delar
- 71126 Motstånd 4 mm orange, 5 delar
- 71127 Motstånd 5 mm brunt, 5 delar
- 71128 Motstånd 6 mm lila, 5 delar

- 71130 Pep/Rmt™-manometer, -100 till +150 cm H<sub>2</sub>O
- 71131 Pep/Rmt™-manometer, -30 till +30 cm H<sub>2</sub>O
- 71132 Tanslutning för manometer
- 71133 Reservglas till manometer



Beställ utbildningsmaterial (med ID nr. 77963) via e-post: [sweorder@wellspect.com](mailto:sweorder@wellspect.com)



**Wellspect HealthCare** erbjuder ett koncept som innebär att vi tillsammans med våra produkter också levererar support och assistans. Vi är stolta att kunna erbjuda premiumprodukter som genomgått grundliga tester och utvärderingar och som är enkla att använda. Tveka inte att ta kontakt med oss i frågor som gäller vårt Pep/Rmt-system. Vi hjälper dig gärna!

Återförsäljare:

**MEDI PLAST**

Medioplast AB

Box 1004, 212 10 Malmö

T 020-78 80 35

[mediplast.info@mediplast.com](mailto:mediplast.info@mediplast.com)

[www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)

**Wellspect HealthCare**

Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal.

Tel: 031-376 40 00. Fax: 031-376 30 17. Kundservice: 031-376 40 20.

[www.wellspect.se](http://www.wellspect.se)

**wellspect**  
HEALTHCARE