

# PRO CARE®



## PodaPro™

### Optimal användning

PodaPro-skons kilformade design främjar läkningsprocessen genom att förflytta vikten bakom MP-leden och genom att minska trycket på framfoten. Den avlastande effekten snabbar på behandlingen av sår under metatarsalhuvudena eller tårna, samt efter framfotstrauma.

### Fördelar och egenskaper

- Justerat kardborrband
- Sömlös, polstrad hälkappa
- Slitstark sula

### Beställningsinformation



#### PODAPRO™

Artikelnummer	Skostorlek	Storlek
82-0247-1	< 37	XS
82-0247-2	37 - 39	S
82-0247-3	39 - 43	M
82-0247-4	43 - 45	L
82-0247-5	> 45	XL



DJO Nordic AB – Murmansgatan 126 – 212 25 Malmö  
T 040 39 40 00 – order.nordic@DJOglobal.com  
DJOglobal.se