

PRODUKTDATABLAD

PureSite

Sluten hanluerkoppling vid beredning/ intravenös administrering för att minimera toxisk exponering



Med PureSite permanenta koppling till Luer-Lock sprutan eller änden på infusionsaggregatet ger användaren ett säkert skydd. PureSite sluts automatiskt vid fränkoppling och minskar därmed exponering för läkemedel- och mikrobiologisk kontamination.

- Nålfri teknologi
- Designad för att förhindra mikrobiologiskt intrång
- Öppnas när den kopplas till en hon-luer och stängs automatiskt vid isärkoppling
- Kompatibel med luerkopplingar av standardtyp
- För säker hantering av cytostatika och andra läkemedel med toxisk effekt
- Lämplig vid beredning, transport och administrering av cytostatika
- Två-vägs flöde
- PVC-, DEHP-, Latex - fri

Produkt	Artikelnummer
PureSite Sluten Han-Luerkoppling	4551105