

Produktfaktablad TENA Silhouette Normal

Användningsområde

TENA Silhouette Normal är ett unikt absorberande engångsskydd som ser ut, känns och används som vanliga underkläder. Skyddet är speciellt framtaget för kvinnor med medelstora urinläckage.

Designen är feminin och troslik med ett lila blommönster runt hela produkten. Mjukt bomullsliknande och elastiskt material ger en unik bekväm passform. Superabsorbenter ger trippelt skydd från läckage, lukt och fukt. Fresh Odour Control reducerar uppkomst av lukt. Engångstrosan finns i två storlekar, Medium och Large. Tas på och av som vanliga underkläder. Sidosömmarna går att riva.

Ser ut som vanliga
underkläder



Mjuka och elastiska
material för hög
användarkomfort

Fresh Odour Control
reducerar uppkomst av lukt



Produktfaktablad TENA Silhouette

Normal

TENA Silhouette					
Uppsugningsnivå/ storlek	Midjemått cm	Antal/påse st	Antal/kart st	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Normal M	75–100	12	72	823	79 55 14
Normal L	95–125	10	60	811	79 56 14

Ingående material

YTSKIKT

Material: Nonwoven, polypropylen
Funktion: Hålla huden torr, mjukhet

INSLÄPPSMATERIAL

Material: Nonwoven, polyetylen, polypropylen
Funktion: Snabbt insläpp av urin och motverka att vätska tränger tillbaka upp till ytan

ABSORPTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter
Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat
Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

MIDJE- OCH GRENELASTIK

Material: Polyuretan-trådar (spandex)
Funktion: Kroppsnära passform och förhindra läckage

SPÄRRSKIKT

Material: Polyetenfilm
Funktion: Förhindra läckage/genomvätning

För TENA Silhouette gäller att följande material/ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

Användarinstruktion

Den absorberande engångstrosan tas på och av som vanliga underkläder.
Rulla ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshänvisning

Kontakta oss för mer information

☎ 020 27 20 20

✉ tena.nu@essity.com

🌐 tena.nu

📘 facebook.com/TENASverige



TENA
an Essity brand

