

# Sitter säkert. Unik passform.

- Flex-teknologin ger en optimal följsamhet<sup>1</sup> som anpassar sig till kroppens konturer och rörelser, vilket gör att förbandet sitter säkert på plats.<sup>2</sup>
- Förbandet kan hantera mer sårvätska\* än något annat allt-i-ett skumförband.<sup>3</sup>
- Tester visar att Mepilex® Border Flex kan kapsla in bakterier bättre än andra förband.<sup>4</sup>
- Genom mönstret på baksidesfilmen kan du enkelt följa och registrera hur sårvätskan sprider sig i förbandet<sup>5</sup>, utan att störa såret.
- För behandling av ett flertal olika typer av vätskande svårläkta och akuta sår<sup>6</sup>
- Finns även i oval form för fler kliniska valmöjligheter

\*In vitro-studier.

## Flex-teknologi – förbandet sitter kvar och formar sig efter kroppen

- 360° flexibilitet
- Ökad patientkomfort<sup>9</sup>
- Minskar risken att förbandet lossnar<sup>2</sup>
- Sitter kvar bättre än andra förband\*<sup>9,10</sup>
- Minskar belastningen på huden<sup>6-8</sup>

\* På knän och armbågar jämfört med andra fyrkantiga förband.




### Retentionslager

- Effektiv hantering av både normal och trögflytande sårvätska<sup>11</sup>
- Kapslar in sårvätska som innehåller bakterier<sup>12</sup>
- I kombination med spridningsskiktet och baksidesfilmen bidrar det till förbandets höga andningsbarhet<sup>11</sup>

### Kapslar in bakterier

Mepilex Border Flex är uppbyggd i fem lager vilket gör att det absorberar, sprider och kapslar in sårvätska med bakterier för att förhindra att den kommer i kontakt med sårbedden, även under kompression<sup>12</sup>



## Baksidesfilm med hög andningsbarhet

- Ger längre bäretid<sup>3</sup>
- Med mönstret kan du enkelt följa och registrera sårvätskans spridning<sup>5</sup>
- Möjlighet att kontrollera sårvätskans färg
- Barriär mot bakterier<sup>13</sup>
- Duschbart<sup>14</sup>



### Spridningslager

- Sprider sårvätskan jämnt över en större yta som möjliggör att sårvätskan snabbt transporteras till retentionslagret och baksidesfilmen<sup>15</sup>



### Skumlager

- Absorberar sårvätskan och transporterar den till spridningslagret<sup>3</sup>



### Safetac® sårkontaktlager

- Mindre smärtsamma förbandsbyten<sup>16</sup> och mindre risk för maceration<sup>17,18</sup>
- Lätt att hantera – det går att ta bort förbandet utan att skada huden<sup>16</sup>
- Safetac skyddar även den nya vävnaden, såret får vara ostört, vilket gynnar den naturliga läkningen<sup>17,19,20</sup>

Mepilex® Border Flex

Mölnlycke®

## Utvecklad för att forma sig efter kroppen och sitta säkert

Vår innovativa Flex-teknologi skapar en unik följsamhet som anpassar sig till kroppens konturer vilket ger förbandet en bättre passform än jämförbara allt-i-ett-skumförband<sup>1</sup>. Förbandet följer med i patientens rörelser och sitter kvar, även vid dusch<sup>14</sup>. Genom att sitta på plats längre minskar du den tid vårdpersonalen behöver lägga på onödiga förbandsbyten.

## Smart vätskehantering

Förbandets fem lager absorberar, sprider och kapslar in sårvätska och låter dig följa sårvätskans utbredning. Sårvätskan transporteras bort från sårbädden och förhindras från att pressas tillbaka till såret, även under kompression<sup>12</sup>. Mepilex<sup>®</sup> Border Flex har bättre kapacitet att hantera sårvätska än jämförbara förband<sup>3</sup> och hanterar både normal och trögflytande sårvätska<sup>11</sup>.

## Mindre smärta och vävnadsskada

Vidhäftningen med Safetac<sup>®</sup> ger mindre smärta<sup>16</sup> och vävnadsskada<sup>16</sup> vid förbandsbyten och minskar risken för maceration jämfört med andra vidhäftande förband<sup>17,18</sup>.

## Användningsområden

Mepilex<sup>®</sup> Border Flex kan användas till ett flertal olika typer av vätskande svårläkta och akuta sår, till exempel fotsår hos diabetiker, venösa bensår, trycksår, hudfliksskador och traumatiska sår. Förbandet kan även användas som en del i preventionsprogram för att minska hudskador såsom trycksår.

Förbandet finns i både kvadratisk, oval och rektangulär form vilket möjliggör användning på annars svårbandagerade områden. Mepilex Border Flex kan sitta kvar i upp till 7 dagar beroende på sårets och den omkringsliggande hudens status, eller enligt gällande rutiner och riktlinjer.

\*På områden utsatta för tryck ska även protokoll för avlastning och repositionering användas.

**Obs:** Vid kliniska tecken på infektion, kontakta vårdpersonal för lämplig infektionsbehandling.

## Enkel applicering



Vår nya tredelade skyddsfilm gör Mepilex<sup>®</sup> Border Flex\*\* enkelt att applicera<sup>22</sup>. Nu kan du applicera förbanden korrekt och säkert – utan veck, upprullade kanter och upprepade appliceringar.

\*\*Gäller storlekarna 15 x 15 cm, 15 x 20 cm, 13 x 16 cm och 15 x 19 cm




Mepilex Border Flex finns nu även i oval form för att underlätta omläggning på svårbandagerade områden, och sitta säkert.

## Sortiment (sterilförpackat)

Artikelnummer	Storlek (cm)	Antal/Avd fp
595200	7,5 x 7,5	5
595300	10 x 10	5
595000	12,5 x 12,5	5
595400	15 x 15	5
595600	15 x 20	5
595800	10 x 20	10
595850	10 x 25	10
595900	10 x 30	10

Artikelnummer	Storlek (cm)	Antal/Avd fp
583500	7,8 x 10 (oval)	5
583300	13 x 16 (oval)	5
583400	15 x 19 (oval)	5



1. Mölnlycke Health Care. Mepilex<sup>®</sup> Border Flex – Conformability Report no. PD-528870. Arkivdata. 2. Alten. Comparison of Mepilex<sup>®</sup> Border Flex dressing and Mepilex<sup>®</sup> Border dressing in wet condition. Report no. PD-530246. 18 januari 2017. Arkivdata. 3. Mölnlycke Health Care. Mepilex<sup>®</sup> Border Flex – Fluid handling capacity compared to Urgotul Foam Absorb Border, Aquacel Foam, Allevyn Classic Gentle Border, Allevyn Life, Optifoam Gentle, KerroFoam Gentle Border. Report no. PD-527642. Arkivdata. 4. Karlsson et al. Bacterial trapping of a newly developed all-in-one soft silicone foam dressing. Poster. EWMA, Krakow 2018. 5. Mölnlycke Health Care. Mepilex<sup>®</sup> Border Flex – Product Manual – Dot Pattern. Report no. PD-528872. Arkivdata. 6. Mölnlycke Health Care. Mepilex<sup>®</sup> Border Flex – External data – FEM simulations Mx Flex vs Allevyn Life. Report no. PD-529747. Arkivdata. 7. Mölnlycke Health Care. FEM – Mepilex<sup>®</sup> Border Flex vs Optifoam gentle. Report no. PD-534569. Arkivdata. 8. Mölnlycke Health Care. FEM – Mepilex<sup>®</sup> Border Flex vs Aquacel foam. Report no. PD-534571. Arkivdata. 9. ProDerm study report 16.0180-23. Assessment of wearing properties of wound dressings on the knees. PD-535012. 10. ProDerm study report 16.0180-23. Assessment of Wearing Properties of Wound Dressings on the Elbows. PD-535013. 11. Mölnlycke Health Care. Mepilex<sup>®</sup> Border Flex – Absorption and dispersion tests on inclined plane, viscous test solution. Report no. PD-528871. Arkivdata. 12. Mölnlycke Health Care. Mepilex<sup>®</sup> Border Flex – Bacteria encapsulation. Report no. PD-537072. Arkivdata. 13. Mölnlycke Health Care. Product Manual Mepilex<sup>®</sup> Border Flex – Viral penetration. Report no. PD-535090. Arkivdata. 14. Mölnlycke Health Care. Mepilex<sup>®</sup> Border Flex – Waterproofness. Report no. PD-532095. Arkivdata. 15. Mölnlycke Health Care. Mepilex<sup>®</sup> Border Flex – Spreading layer spreads exudate evenly across the surface. Report no. PD-528874. Arkivdata. 16. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 17. Woo, K., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing foam dressings Advances in Skin and Wound Care 2009;22(7):304-310. 18. Meaume S. et al. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003. 19. Meaume, S., Van De Loooverbosch, D., Heyman, H., Romanelli, M., Ciangherotti, A., Charpin, S. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management 2003;49(9):44-52. 20. Rippon, M., Davies, P., White, R., Taking the trauma out of wound care: the importance of undisturbed healing. Journal of Wound Care 2012; 21 (8): 359-368. 21. Mölnlycke Health Care. Mepilex<sup>®</sup> Border Flex. Report no. PD-530091. Arkivdata.

## Läs mer på [www.molnlycke.se](http://www.molnlycke.se)

Mölnlycke Health Care AB Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Tel + 46 31 722 30 00. Mölnlycke-, Mepilex- och Safetac- varumärkena, -namnen och -logotyperna är globalt registrerade av ett eller flera företag i Mölnlycke Health Care-koncernen. ©2011 Mölnlycke Health Care AB. Med ensamrätt. HQIM001335