



Op-dukar med röntgenråd, gasväv

MEDIPLAST® kan erbjuda Er ett högkvalitativt sortiment av sterila op-dukar av gasväv i flera olika storlekar. Gasväven är 100% bomull, peroxidblekt. Röntgenråden är svetsad på op-dukarna. Färgkodningen återfinns på kontrolletiketten samt på förpackningens etikett.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek cm		Lager/ply	Färg	Frp./Trp.frp
601300	5-pack	30 x 45	Sydd	3	Brun	45 (9x5) / 540
601301	5-pack	30 x 45	Sydd	4	Brun	45 (9x5) / 540
601316	5-pack	40 x 45	Sydd	3	Blå	45 (9x5) / 270
601302	1-pack	45 x 70	Sydd	3	Grå	25 / 300
601303	5-pack	45 x 70	Sydd	3	Svart	30 (6x5) / 240
601308	5-pack	45 x 70	Sydd	4	Svart	30 (6x5) / 240
601298	1-pack	45 x 70	Sydd	4	Grå	20 / 120
601304	5-pack	10 x 60	Osydd	4	Lila	100 (20x5) / 1200
601304X	5-pack	10 x 60	Sydd	4	Lila	100 (20x5) / 1200
601305	5-pack	10 x 60	Sydd	8	Grön	45 (9x5) / 540
601299	10-pack	10 x 60	Sydd	8	Grön	50 / 400
601306	5-pack	10 x 60	Osydd	12	Röd	30 (6x5) / 360
601306X	5-pack	10 x 60	Sydd	12	Röd	30 (6x5) / 360
601307	5-pack	10 x 10	Osydd	12	Orange	100 (20x5) / 1200
601307X	5-pack	10 x 10	Sydd	12	Orange	100 (20x5) / 1200
601309	2-pack med snöre	34 x 34	Sydd	2	Gul	50 (25x2) / 400
601310	1-pack med snöre	5 x 60	Sydd	8	Rosa	20 / 240

Avd.förp = min.kvant/best





Materialspecifikation 100% bomull, peroxidblekt
 Antal trådar 21 trådar/cm²
 Röntgentråden DEHP fri PVC
 Övrigt Latexfri

Förpackningsmaterial:

Innerförpackning 1 Nonwoven, PP (Blue)
 Innerförpackning 2 Grid coated paper 68 gsm samt PA/PE 70μ / 80μ
 Innerbox Wellpapp >500 gsm
 Transport box Wellpapp >550 gsm

Steriliseringsmetod ETO
 Standards ISO 11135-1:2007, EN 14079

Art.nr.	Vikt / st gr	Max abs. kapacitet ml *	Urkramad ca ml *
601300	12,4	85	60
601301	16,2	112	79
601316	17,4	119	84
601302	27,8	191	135
601303	27,8	191	135
601308	36,9	254	179
601298	36,9	254	179
601304	7,3	50	35
601304X	7,3	50	35
601305	13,5	93	65
601299	13,5	93	65
601306	19,9	137	96
601306X	19,9	137	96
601307	4,1	28	19
601307X	4,1	28	19
601309	8,1	55	39
601310	6,8	46	33

* Mätning av absorptionskapaciteten ovan är endast ett ca-tal och vi rekommenderar att ni själv kontrollerar.