



RAMISTER

Rak uterrussond

Används för att mäta uterus djup. Rak, lätt konisk (mellan 3-5 mm yd.) och markerad per varje cm.

En rund topp ger en komfortabel införing genom cervixkanalen och den böjbara plasten tillåter manuell böjning av instrumentet, vid behov. Mätstickan graderas mellan 4-15 cm med 1 cm mellanrum och tillåter direktläsning på

RAMISTER-C

Böjd uterussond

Används för att mäta uterus djup. Böjd, lätt konisk form (mellan 3-4 mm yd.) tillåter en komfortabel införing genom cervixkanalen. Lätt att placera tack vare den justerbara positioneraren som ska sättas på cervix externa öppning. Mätstickan graderas mellan 5-11 cm med 0,5 cm mellanrum som läses direkt på handtaget.

Art.nr	Beskrivning
720108	Längd: 24,5 cm

Art.nr	Beskrivning
720001	Längd: 24,5 cm

Renhet	Steril
Antal/fp	150
Trp fp	150

Renhet	Steril
Antal/fp	50
Trp fp	50