

Hjälpmedel i hemmet • Bad & Dusch • Badkläder

Art.nr: KV-MSS-NS - KV-MSS-NXXL


Kes-vir Badshorts är badbyxor som passar både män och kvinnor med inkontinens. Badshortsen är unika på grund av att man inte behöver ett extra inkontinensskydd i badbyxan. "Två i ett"-yttertyget på badkläderna är som en vanlig badbyxa men med inbyggda innerbyxor som har ett vattentätt tyg, gjorda av andningsbar PU-belagd polyester. Yttertyget är en blandning av polyamid micro/lycra för att uppnå en mjuk och smidig komfort. Badbyxans underdel har justerbara band på benmuddarna för att kunna få en praktisk och snygg passform och är enkla att spänna åt.



Tyget är klorbeständigt och har optimal andningsförmåga och är snabbtorkande med UPF 50+.

Varumärke	Kes-Vir™				
Benämning	Kes-vir Badshorts snörning i midjan, blå - Eco				
Art nr	KV-MSS-NS	KV-MSS-NM	KV-MSS-NL	KV-MSS-NXL	KV-MSS-NXXL
Storlek	S	M	L	XL	XXL
Mått midja	71-87 cm	81-97 cm	91-107 cm	102-117 cm	112-127 cm
Mått ljumske	40-56 cm	46-62 cm	52-68 cm	58-74 cm	64-80 cm
Antal produkter/ förpackning	1 st				
Material	Yttertyg: 79% Polyamid Micro 21% Xtra Life LYCRA® Innertyg: PU-belagd 100% Polyester.				
Krympning	<5 %				
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning				
Förvaring	Rumstemperatur, ej i solljus				
Övrig information	Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.				

Symboler:



Ingen PVC eller Latex



Tvåtråd




Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.



Art.nr. KV-MSS-NS - KV-MSS-NXXL

OBS! För att kunna uppnå en fullgod funktion utan läckage är det viktigt att man mäter noggrant samt att spänna åt de justerbara banden noggrant. Ta hjälp av figuren till höger, hur du ska mäta och jämför dina mått mot tabellen. Mät med hjälp av ett måttband. Tänk på att hålla måttbandet sträckt när du mäter.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme. Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Swereco AB,
Vagnvägen 4,
364 42 Lenhovda



Incy Wincy LTD
9 Trafford Road
RG1 8JP Berkshire



SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4, 364 42 Lenhovda
www.swereco.com • info@swereco.com • (+46) 08-5000 5240