

Kes-vir

Baddräkt halterneck

3-16 år, rosa

sanicare 
your daily life



Kes-vir Baddräkt halterneck är en baddräkt för barn mellan 3-16 år med inkontinens. Baddräkten är unik på grund av att man inte behöver ett extra inkontinensskydd i underdelen/badbyxan.



”Två i ett”- yttertyget på badkläderna är som en vanlig baddräkt men med inbyggda innerbyxor som har ett vattentätt tyg, gjorda av andningsbar PU-belagd polyester. Yttertyget är gjort av en blandning av polyamid och elastan för att uppnå en mjuk och smidig komfort. Baddräktens underdel har justerbara band på benmuddarna för att kunna få en praktisk och snygg passform och är enkla att spännen åt.

Tyget är klorbeständigt och har optimal andningsförmåga och är snabbtorkande med UPF 50+.



OBS! För att kunna uppnå en fullgod funktion utan läckage är det viktigt att man mäter noggrant samt att spännen åt de justerbara banden noggrant. Ta hjälp av figuren nedan, hur du ska mäta och jämför dina mått mot tabellen. Mät med hjälp av ett måttband. Tänk på att hålla måttbandet sträckt när du mäter.

Varumärke	Kes-Vir™						
Benämning	Kes-vir Baddräkt halterneck. 3-16 år, rosa						
Sanicare art nr	KV-GH-PP34	KV-GH-PP56	KV-GH-PP78	KV-GH-PP910	KV-GH-PP1112	KV-GH-PP1314	KV-GH-PP1516
Storlek	3-4 år	5-6 år	7-8 år	9-10 år	11-12 år	13-14 år	15-16 år
Mått byst	57 cm	61 cm	66 cm	72 cm	79 cm	84 cm	91 cm
Mått midja	44-56 cm	46-60 cm	48-64 cm	50-66 cm	52-68 cm	54-70 cm	56-74 cm
Mått ljumske	28-35 cm	29-39 cm	33-43 cm	37-47 cm	41-51 cm	44-54 cm	47-57 cm
Mått skuldra till gren	42 cm	47 cm	52 cm	57 cm	62 cm	67 cm	72 cm
Antal prod/förp	1 st						
Material	Yttertyg: 78 % Polyamid (återvunnet), 22 % Elastan Innertyg: PU-belagd 100% Polyester.						
Krympning	<5 %						
Tvättråd							
Kasseras	Textilåtervinning alt. brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning						
Förvaring	Rumstemperatur, ej i solljus						
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.						

Incy Wincy LTD
9 Trafford Road
RG1 8JP Berkshire



Sanicare AB
Skreavägen 15
311 44 Falkenberg



SWEDISH
Medtech



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme.

Vid allvariga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket. Tillverkaren finner ni på produktbladet.

sanicare
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se