

Novaplust 380 Ag

En spiral i tre storlekar

- Följande gäller alla tre storlekar:

380 mm² aktiv kopparyta

99,9% kopparspiraltråd med
0,1 mm diameter silverkärna

Y-formad polyetylenkärna som
underlättar insättning och ger en
icke traumatisk urtagning för
patienterna

Bariumsulfat i skelettet för att
enkelt upptäckas vid röntgen

Insättningsystem - Dra och tryck

Kan sitta upp till 5 år


Använts i Sverige sedan 2001 och
Europa sedan 1999

- 3 storlekar beroende på storlek
på uterus, välj rätt spiralstorlek
beroende på uterus längd:

Mini
6-7,5 cm

Normal
7-8,5 cm

Maxi
8-9 cm




Art.nr	Benämning
1010500	Novaplust T 380 Ag, Normal
1010600	Novaplust T 380 Ag, Mini
1010700	Novaplust T 380 Ag, Maxi

 solann®

www.solann.se - 08-583 560 60
info@solann.se - order@solann.se
Nöjda patienter går hem®


contracepción-ginecología
euro  gine

Val av rätt spiralstorlek beroende av uterus mått och kondition



	Cavimetri	Hystometri
Uterus storlek	D - D'	E - E'
Mini	36 mm	6-7,5 cm
Normal	45 mm	7-8,5 cm
Maxi	53 mm	8-9 cm

Uterin kontraktion



Spiralstorlek					
NORMAL		A - A'	33 mm	A - A'	33 mm
Vidd	31 mm	B - B'	22 mm	B - B'	9 mm
Längd	33 mm	C - C'	11 mm	C - C'	7 mm
MINI		A - A'	27 mm	A - A'	27 mm
Vidd	24 mm	B - B'	18 mm	B - B'	7 mm
Längd	30,5 mm	C - C'	9 mm	C - C'	5 mm
MAXI		A - A'	39 mm	A - A'	39 mm
Vidd	36,5 mm	B - B'	26 mm	B - B'	10 mm
Längd	38 mm	C - C'	13 mm	C - C'	8 mm