

## SELEFA® Optimia runda gasvävstorkar

REF: 223021, 223022, 223023

SELEFA® Optimia runda gasvävstorkar i nonwoven har ett brett användningsområde, till exempel: preoperativ hudrengöring, rengöring av sår och skrubbsår, avtorkning, absorption, skydd osv. De kan också användas för att stoppa blödningar och applicera topiska läkemedel. Materialets mjukhet säkerställer god kontakt med sår och hud, eftersom det vidhäftar mindre och släpper mindre ludd än gasväv.

### Egenskaper

- ▶ Nonwoven-material i viskos/polyester av hög kvalitet
- ▶ Mjukt material med låg luddning
- ▶ Effektiv absorption av vätska och sårvätska
- ▶ Mindre vidhäftande på såret än vävda gasvävsförband
- ▶ Kan steriliseras med etylenoxid



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
223021	Optimia runda gasvävstorkar i nonwoven, icke-sterila, Vit	Ø 30mm	200 / 3600
223022	Optimia runda gasvävstorkar i nonwoven, icke-sterila, Vit	Ø 40mm	150 / 2700
223023	Optimia runda gasvävstorkar i nonwoven, icke-sterila, Vit	Ø 50mm	100 / 1800

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN 29073, EN 1644-1,-2

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Material

### Komponent

### Råmaterial och egenskaper

#### Huvudmaterial

Nonwoven, 70 % viskos och 30 % polyester, vit

#### Elastisk ring

SEBS blocksampolymer, vit, latexfri

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	N/A	N/A
<b>Dispensförpackning</b>	PE påse, Transparent	223021: 270 x 390 x 104 223022: 270 x 390 223023: 270 x 390
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	223021: 395 x 290 x 420 223022: 395 x 290 x 420 223023: 395 x 290 x 540
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
<b>223021</b>	N/A	06438129354126	06438129554120
<b>223022</b>	N/A	06438129354133	06438129554137
<b>223023</b>	N/A	06438129354140	06438129554144

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.