



Curved Aluminium Finger Splints

Optimal användning

Vadderade fingerskenor används vid tvärgående frakturer på fingerbenen. Lätt utformning i aluminium som är böjd för att följa fingret i halvböjd ställning. Används bland annat för luxation samt frakturer på fingerben och mellanhandsben.

Fördelar och egenskaper

- Vadderad för bekvämlighet
- Finns i sex storlekar

Beställningsinformation

CURVED ALUMINIUM FINGER SPLINTS	
Artikelnummer	Skenans Längd x Bredd
79-71923	3,8×2,2 cm
79-71925	7,6×2,2 cm
79-71924	10,2×2,2 cm
79-71926	14×2,2 cm
79-71927	15,2×2,2 cm
79-71928	22,9×2,2 cm

Säljs i förpackningar med 12 i varje.

