

# PRODUKTÖVERSIKT

FÖR KONTINUERLIG SUBKUTAN BEHANDLING MED LÄKEMEDEL

## CRONO bärbara infusionspumpar SUPER PID 10/20 • S-PID 50 • S-PID 100

BESTÄLL HÄR  
order@infucare.se  
08-601 24 40

### CRONO SUPER PID 10/20

Vnr. 20 20 92

MÅTT	76 x 49 x 29 mm
INFUSIONSTID	15 min till 99 h med 10 ml spruta 30 min till 99 h med 20 ml spruta
FLÖDESHASTIGHET	0,2 ml/h till 40 ml/h
VIKT	115 g (inklusive batteri)
OCKLUSIONSTRYCK	6,0 bar +/- 2,0
BATTERI	Litium CR123A 3V (batteriet räcker till c:a 100 infusioner)
ADMINISTRATIONS MÄNGD	1 till 10 ml i steg om 1 ml (10 ml spruta) 1 till 20 ml i steg om 1 ml (20 ml spruta)
ANPASSAD SPRUTA	Kapacitet för 10 och 20 ml Standard luerkoppling
INSTÄLLNINGAR	Alla inställningar sparas automatiskt och finns kvar även om pumpen blir utan ström från batteriet



Vnr. 20 20 92

#### CRONO SUPER PID 10/20 STARTKIT

Infusionspump med batteri  
Extra batteri  
Batterinyckel  
Elastiskt midjebälte  
Nackrem  
Tygfodral  
Bruksanvisning  
Snabbguide – steg för steg


### CRONO S-PID 50

Vnr. 21 05 79

Inkl. CRONO FILL

Välj mellan tid eller flöde

MÅTT	84 x 55 x 42 mm
INFUSIONSTID	30 min till 500 h
FLÖDESHASTIGHET	Från 0,1 ml/h till 100 ml/h
VIKT	139 g (inklusive batteri)
OCKLUSIONSTRYCK	3bar +/- 1,5
BATTERI	Litium CR123A 3V (batteriet räcker till ca 60–80 infusioner)
ADMINISTRATIONS MÄNGD	1 till 50 ml i steg om 1 ml
ANPASSAD SPRUTA	Kapacitet för 50 ml Standard luerkoppling
INSTÄLLNINGAR	Alla inställningar sparas automatiskt och finns kvar även om pumpen blir utan ström från batteriet



Vnr. 21 05 79

#### CRONO S-PID 50 STARTKIT

Infusionspump med batteri  
CRONO FILL  
Extra batteri  
Batterinyckel  
Elastiskt midjebälte  
Nackrem  
Tygfodral  
Bruksanvisning  
Snabbguide – steg för steg

DANMARK: Industrivej 21 • 4000 ROSKILDE • +45 70 28 10 24 • info@infucare.dk

FINLAND: Tekniikantie 14 • 02150 ESPOO • +358 20 734 87 60 • info@infucare.fi

NORGE: Blindernveien 5 • 0361 OSLO • +47 22 20 60 00 • info@infucare.no

SVERIGE: Gustavslundsvägen 12 • 167 51 BROMMA • +46 8 601 2440 • info@infucare.se

## CRONO S-PID 100

Vnr. 91 01 00

Inkl. CRONO FILL

Välj mellan tid eller flöde

MÅTT	88 x 59 x 56 mm
INFUSIONSTID	20 min till 500 h
FLÖDESHASTIGHET	0,2 ml/h till 300 ml/h
VIKT	140 g (inklusive batteri)
OCKLUSIONSTRYCK	2,2 bar +/- 1
BATTERI	Litium CR123A 3V (batteriet räcker till ca 60–80 infusioner)
ADMINISTRATIONS MÄNGD	1 till 100 ml i steg om 1 ml
ANPASSAD SPRUTA	Kapacitet för 100 ml Standard luerkoppling
INSTÄLLNINGAR	Alla inställningar sparas automatiskt och finns kvar även om pumpen blir utan ström från batteriet



Vnr. 91 01 00

### CRONO S-PID 100 STARTKIT

Infusionspump med batteri  
CRONO FILL  
Extra batteri  
Batterinyckel  
Elastiskt midjebälte  
Nackrem  
Tygfodral  
Bruksanvisning  
Snabbguide – steg för steg

## SPRUTOR

## ANDRA TILLBEHÖR



Vnr. 73 27 00* CRONO Spruta, 10 ml	80 st
Vnr. 73 27 01* CRONO Spruta, 20 ml	80 st
Vnr. 73 27 21* CRONO Spruta, 50 ml	60 st
Vnr. 73 01 15* CRONO Spruta, 100 ml	30 st



Vnr. 91 01 06  
**CRONO JET 100**  
Batteridrivet  
uppdagningshjälpmedel  
till 100 ml sprutan



Vnr. 91 01 04  
**CRONO FILL**  
Uppdagningskruv,  
flergängs, passande till  
50- och 100 ml sprutorna.



Vnr. 20 14 71  
**CRONO TYGFODRAL**  
10 x 20 cm, royal blå.  
Till samtliga CRONO-pumpar



Vnr. 90 501  
**CRONO  
BATTERINYCKEL**  
Till samtliga CRONO-pumpar



Vnr. 20 14 76  
**CRONO NACKREM**  
Fästes i CRONO-  
pumpen, blå.  
Till samtliga CRONO-pumpar



Vnr. 20 25 13\*  
**CRONO BATTERI**  
Till samtliga CRONO-pumpar



Vnr. 91 01 05  
**CRONO MIDJEBÄLTE**  
Justerbart elastiskt  
midjebälte med spänne.  
Till CRONO Tygfodral. Svart



Vnr. 20 14 74  
**CRONO ELASTISKT  
MIDJEBÄLTE**  
med kardborrefäste, vit.  
Till CRONO tygfodral

\*Förskrivs på hjälpmedelskort