

CD1C++ CYSTODRAIN™ INTEGRAL suprapubiskt dränage ersättningsset

Tillverkare

COLOPLAST A/S

Distributör

COLOPLAST A/S

CE-klass

IIb

Sterilisering

Steril; engångsbruk
Steriliserad med etylenoxid (EO)

Indikationer

Ersättning av suprapubisk dränagekateter.
Katetern får inte vara kvarliggande mer än fyra (4) veckor.

Bruksanvisning SH2133

Kontraindikationer

Samma som för suprapubiskt dränage och allmänt kända allergiska reaktioner på grund ut av material eller sterilisering (speciellt etylenoxid och derivater).

Förpackning

Bruksenhet 1 kateter i dubbla påsar

Orderenhet 5 stycken per kartong
Kartongstorlek: 125x50x540 (mm)

Referenser

| Kateter CH/FR | Ballong (ml) | Ring & ventilfärg | Artikelnr |
|---------------|--------------|-------------------|-----------|
| 10 | 3 | Svart | CD1C10 |
| 12 | 5 | Vit | CD1C12 |
| 14 | 5 | Grön | CD1C14 |
| 16 | 5 | Orange | CD1C16 |
| 18 | 5 | Röd | CD1C18 |
| 20 | 5 | Gul | CD1C20 |

Beskrivning

Ballongkateter

Längd (cm): 40
Distal tip: rak öppen
Proximal: konnektor, ring och färgad ventil
Ögon: 2 motsatta
Kanaler: 2, en för dränage och en för fyllning.
Gradering.
Material: silikon

Tillbehör: 1 självhäftande fixeringstejp, 1 spigot

Hållbarhet

3 år i obruten förpackning

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energiotvinning.



Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin Care

Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim sjukvård.

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2012.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
www.coloplast.se