

Produktfakta TENA Silhouette Normal Noir

Användningsområde

TENA Silhouette Noir är en absorberande engångstrosa som ser ut, känns och används som vanliga underkläder. Skyddet är speciellt framtaget för kvinnor med medelstora urinläckage.

Produktegenskaper

Designen är feminin och troslik i svart färg och med vågig midja. Mjukt bomullsliknande och elastiskt material ger en unik bekväm passform.

Kärnan med superabsorbenter absorberar, sprider och lagrar urin snabbt inne i skyddet. Ytan mot huden hålls torr, vilket främjar en god hudhälsa.

TENA Silhouette Normal har Odour Control som hjälper till att kontrollera uppkomst av lukt. Produkten finns i två storlekar - Medium och Large. Produkten tas på och av som vanliga underkläder. Sidosömmarna går att riva.



TENA Silhouette

Uppsugningsnivå/ storlek	Höftmått cm	Ben- öppning cm	Vikt g	Antal/ påse st	Antal/kart st	Praktisk absorption	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Normal Noir, M	75-100	40-65	42	10	60	273 ml	818 ml	79 55 16
Normal Noir, L	95-130	55-80	63	8	54	263 ml	790 ml	79 56 21



TENA. HÅLLBAR INDIVIDUELL INKONTINENSVÅRD.

Produktfaktablad TENA Silhouette

Normal Noir

Ingående material

YTSKIKT

Material: Nonwoven, polypropylen
Funktion: Hålla huden torr, mjukhet

INSLÄPPSMATERIAL

Material: Nonwoven, polyetylen, polypropylen
Funktion: Snabbt insläpp av urin och motverka att vätska tränger tillbaka upp till ytan

ABSORPTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter
Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat
Funktion: Absorbera och hålla kvar vätska samt till viss del neutralisera oönskad lukt

MIDJE- OCH GRENELASTIK

Material: Polyuretan-trådar (spandex)
Funktion: Kroppsnära passform och förhindra läckage

SPÄRRSKIKT

Material: Polyetenfilm
Funktion: Förhindra läckage/genomvätning

För TENA Silhouette gäller att följande material/ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

Användarinstruktion

Den absorberande engångstrosan tas på och av som vanliga underkläder.
Rulla ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshänvisning

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 www.tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige



TENA
an Essity brand